





# RadiForce® MS235WT

Touch Panel Color LCD Monitor

Setup Guide Installationsanleitung Guide d'installation 设定指南



**Important :** Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.

**Wichtig :** Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

**Important :** Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

**重要事項 :** 请仔细阅读储存在光盘上的用户手册、本设定指南和预防措施, 掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南, 以便今后参考。

Monitor  
Monitor  
Moniteur  
显示器

Power cord  
Netzkabel  
Cordon d'alimentation  
电源线

**DD300**  
Digital signal cable (DVI)  
Digitales Signalkabel (DVI)  
Câble de signal numérique (DVI)  
数字信号线 (DVI)

**PP300**  
Digital signal cable (DisplayPort)  
Digitales Signalkabel (DisplayPort)  
Câble de signal numérique (DisplayPort)  
数字信号线 (DisplayPort)

**UU300**  
EIZO USB cable  
EIZO USB-Kabel  
Câble EIZO USB  
EIZO USB 电缆

Stereo mini jack cable  
Stere-Kabel mit Klinkenstecker  
Câble à mini-prise stéréo  
立体声微型插孔电缆

PRECAUTIONS  
VORSICHTSMASSNAHMEN  
PRECAUTIONS  
预防措施

Setup Guide  
Installationsanleitung  
Guide d'installation  
设定指南

EIZO LCD Utility Disk

Cleaning cloth  
Reinigungstuch  
Chiffon de nettoyage  
清洁布

Screw cover stickers  
Aufkleber der Schraubenabdeckung  
Stickers des cache-vis  
螺钉护盖贴片

Touch pen  
Taststift  
Crayon tactile  
触摸笔

Touch pen holder  
Taststifthalter  
Fourreau du crayon tactile  
触摸笔固定器

Touch pen holder attachment screw  
Befestigungsschraube des Taststifthalters  
Vis de fixation du fourreau du crayon tactile  
触摸笔固定器安装螺钉

1920 × 1080

The graphics board should comply with the VESA standard and CEA-861 standard.  
Die Grafikkarte muss die Anforderungen der Standards VESA und CEA-861 erfüllen.  
La carte vidéo doit être conforme à la norme VESA et à la norme CEA-861.  
显卡应符合 VESA 标准和 CEA-861 标准。

Analog connection (D-Sub)  
Analoge Verbindung (D-Sub)  
Branchement analogique (D-Sub)  
模拟连接 (D-Sub)

Digital connection (DVI)  
Digitalanschluss (DVI)  
Branchement numérique (DVI)  
数字连接 (DVI)

Digital connection (DisplayPort)  
Digitalanschluss (DisplayPort)  
Branchement numérique (DisplayPort)  
数字连接 (DisplayPort)

MD-C87  
option  
option  
选购件

DD300

PP300

UU300<sup>\*1</sup>

DisplayPort

D-Sub

DVI

USB

AUDIO OUTPUT

or  
oder  
ou  
或

<sup>\*1</sup> Required when used as a touch panel monitor.  
Zur Verwendung als Touch-Panel-Monitor erforderlich.  
Requis lors de l'utilisation en tant que moniteur à écran tactile.  
当用作触摸屏显示器时是必须的。

\* Do not use in a packaged state.  
\* Nicht in verpacktem Zustand benutzen.  
\* Ne pas utiliser le produit quand il est emballé.  
\* 在包装状态下不要使用。

1

2

3

4

5

6

Language

English  
Deutsch  
Français  
Español  
Italiano  
Svenska  
日本語  
简体中文  
繁體中文





Monitor Settings

Return  
Input Signal [ Auto ]  
Power Indicator [ On ]  
Language [ English ]  
DDC/CI [ On ]  
Border Intensity  
Menu Settings  
Reset





Menu

Color  
Screen  
Sound  
PowerManager  
Monitor Settings  
EcoView  
Information  
Exit





**No-Picture Problem** If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local EIZO representative.

Problem		Possible cause and remedy		Problem	Possible cause and remedy	
No picture	Power indicator does not light.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the power cord is connected properly.</li><li>• Turn the main power switch on.</li><li>• Press .</li><li>• Turn off the main power, and then turn it on again a few minutes later.</li></ul>		No picture	Power indicator is flashing orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The device that is connected using DisplayPort have a problem. Solve the problem, turn off the monitor, and then turn it on again. Refer to the User's Manual of the output device for further details.</li></ul>
	Power indicator is lighting blue.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Increase "Brightness", "Contrast", or "Gain" in the Setting menu.</li></ul>		The message appears.	<div>The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. Example: </div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor.</li><li>• Reboot the PC.</li><li>• Select an appropriate setting using the graphics board's utility. Refer to the User's Manual of the graphics board for details.</li></ul>
	Power indicator is lighting orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Switch the input signal with <b>SIGNAL</b>.</li><li>• Move the mouse or press any key on the keyboard.</li><li>• Check whether the PC is turned on.</li><li>• Depending on the PC and graphics board, the input signal is not detected and the monitor does not recover from the power saving mode. If the screen is not displayed even after moving the mouse or pressing any key on the keyboard, turn the monitor off and on using its power button. When the screen is displayed, execute the following procedure. The problem may be improved.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Press  to turn off the monitor.</li><li>2. Press  holding <b>ENTER</b> down to turn on the monitor.</li></ol>"x" is displayed on the menu title of "Information" of the Setting menu.</li><li>3. Reboot the PC.</li></ul> To return to the previous setting, perform steps 1 to 3 again.				


**Problem: Kein Bild** Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

Problem		Mögliche Ursache und Lösung		Problem	Mögliche Ursache und Lösung	
Kein Bild	Die Netzkontroll-LED leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li><li>• Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter ein.</li><li>• Drücken Sie .</li><li>• Schalten Sie das Hauptnetz aus und einige Minuten später wieder ein.</li></ul>		Kein Bild	Die Netzkontroll-LED blinkt orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es besteht eventuell ein Problem bei der DisplayPort-Verbindung. Beheben Sie das Problem, schalten Sie den Monitor aus und dann wieder ein. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Ausgabegerätes für weitere Details nach.</li></ul>
	Die Netzkontroll-LED leuchtet blau.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhen Sie im Einstellungsmenü die Werte für „Helligkeit“, „Kontrast“ und / oder „Gain-Einstellung“.</li></ul>				
	Die Netzkontroll-LED leuchtet orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wechseln Sie das Eingangssignal mit <b>SIGNAL</b>.</li><li>• Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.</li><li>• Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li><li>• Je nach dem PC und der Grafikkarte kann das Eingangssignal möglicherweise nicht erkannt werden, und der Monitor schaltet nicht aus dem Energiesparmodus zurück. Wenn das Bildschirmbild auch nicht angezeigt wird, nachdem die Maus bewegt wurde oder eine Taste auf der Tastatur gedrückt wurde, schalten Sie den Monitor mit seinem Netzschalter ein und aus. Wenn das Bildschirmbild angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus. Das Problem wird möglicherweise behoben.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie , um den Monitor auszuschalten.</li><li>2. Drücken Sie , und halten Sie <b>ENTER</b> gedrückt, um den Monitor einzuschalten.</li></ol>„x“ wird im Menütitel der „Informationen“ im Einstellungsmenü angezeigt.</li><li>3. Starten Sie den PC neu.</li></ul> <p>Zum Zurückkehren zu der vorherigen Einstellung führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut aus.</p>			Die Meldung wird angezeigt.	Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. Beispiel: <div></div>

**Problème de non-affichage d’images** Si aucune image ne s’affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre représentant local EIZO.

Problème		Cause possible et solution		Problème		Cause possible et solution	
Aucune image	Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li><li>• Activez le commutateur d'alimentation principal.</li><li>• Appuyez sur .</li><li>• Coupez l'alimentation du moniteur, puis rétablissez-la quelques minutes plus tard.</li></ul>		Aucune image	Le témoin de fonctionnement clignote en orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le périphérique qui utilise la connexion DisplayPort a rencontré un problème. Résolvez le problème, éteignez le moniteur, puis allumez-le de nouveau. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique de sortie pour plus d'informations.</li></ul>	
	Le témoin de fonctionnement s'allume en bleu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou « Gain » dans le menu réglage.</li></ul>		Le message s'affiche.	Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spécifiée. Exemple: 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical.</li><li>• Redémarrez l'ordinateur.</li><li>• Sélectionnez un réglage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la carte vidéo pour plus d'informations.</li></ul>	
	Le témoin de fonctionnement s'allume en orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Changez le signal d'entrée en appuyant sur <b>SIGNAL</b>.</li><li>• Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.</li><li>• Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.</li><li>• En fonction du PC et de la carte graphique, le signal d'entrée n'est pas détecté et le moniteur ne récupère pas du mode économie d'énergie. Si l'écran n'est pas affiché même après le déplacement de la souris ou la pression d'une touche du clavier, arrêtez le moniteur et remettez-le en marche en appuyant sur le bouton marche. Lorsque l'écran s'affiche, exécutez la procédure suivante. Le problème pourrait être résolu.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur  pour mettre le moniteur hors tension.</li><li>2. Appuyez sur  tout en maintenant la touche <b>ENTER</b> enfoncée pour mettre le moniteur sous tension.</li></ol></li><li>• « x » s'affiche sur le titre du menu d' « informations » du menu Réglage.</li><li>3. Redémarrez le PC.</li><li>Pour retourner au réglage précédent, refaites les étapes 1 à 3.</li></ul>					

**无图像的问题** 若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示, 请您与当地 EIZO 的代表联系。

问题	可能的原因和解决办法	问题	可能的原因和解决办法
不显示图像	电源指示灯不亮。	不显示图像	电源指示灯闪烁呈橙色。
	电源指示灯呈蓝色。		该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。 例如: 
	电源指示灯呈橙色。		• 使用 DisplayPort 连接的设备存在问题。解决此问题, 关闭显示器电源, 然后重新打开。有关详情, 请参照输出设备的相关用户手册。  • 检查 PC 配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求。 • 重新启动 PC。 • 用显卡工具选择合适的设定。参照显卡用户手册了解详情。

### When Using as a Touch Panel Monitor

- **Windows 8 / Windows 7:** Use the standard Windows touch panel driver. Installation of a new driver is not required. Configure touch panel settings and perform calibration. For details, refer to “Chapter 4 Touch Panel Settings” in the Monitor User’s Manual (on the CD-ROM).  
Use the touch panel driver included on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Refer to the Touch Panel Driver User’s Manual (on the CD-ROM) for installing and configuring the driver.  
**Attention** • Change “Configuration File” to “Mouse.mfd” under “Basic Setting” in the “Touch Screen Properties”. The touch position may not be correctly recognized if the configuration file is “Touch.mfd” (default setting).

### Bei Verwendung als Touch-Panel-Monitor

- **Windows 8 / Windows 7:** Verwenden Sie den standardmäßigen Touch-Panel-Treiber von Windows. Es ist nicht erforderlich, einen neuen Treiber zu installieren. Konfigurieren Sie die Touch-Panel-Einstellungen und führen Sie eine Kalibrierung aus. Einzelheiten entnehmen Sie dem „Kapitel 4 Einstellungen des Touch-Panels“ im Monitor-Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM).  
Verwenden Sie den Touch-Panel-Treiber, der auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) enthalten ist. Hinweise zur Installation und Konfiguration des Treibers entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers (auf der CD-ROM).  
**Beachte** • Ändern Sie in den „Basic Setting“ der „Touch Screen Properties“, „Configuration File“ auf „Mouse.mfd“. Die Touch-Position kann eventuell nicht richtig erkannt werden, wenn für die Konfigurationsdatei „Touch.mfd“ (Standardeinstellung) eingestellt ist.


### Lors de l’utilisation en tant que moniteur à écran tactile

- **Windows 8 / Windows 7 :** Utilisez le pilote d’écran tactile Windows standard. L’installation d’un nouveau pilote n’est pas nécessaire. Configurez les réglages de l’écran tactile et procédez à l’étalonnage. Reportez-vous au « Chapitre 4 Réglages de l’écran tactile » dans le manuel d’utilisation du moniteur (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails.  
Utilisez le pilote de l’écran tactile inclus sur le « EIZO LCD Utility Disk » (CD-ROM). Reportez-vous au manuel d’utilisation du pilote de l’écran tactile (sur le CD-ROM) pour l’installation et la configuration du pilote.  
**Attention** • Changez « Configuration File » en « Mouse.mfd » sous « Basic Setting » dans les « Touch Screen Properties ». La position de la touche peut ne pas être correctement reconnue si le fichier de configuration est « Touch.mfd » (réglage par défaut).

### 作为触摸屏显示器使用时

- **Windows 8 / Windows 7:** 使用标准 Windows 触摸屏驱动程序。无需安装新驱动程序。进行触摸屏设定并执行校准。详情请参照显示器用户手册(在 CD-ROM 上)中的“第 4 章 触摸屏的设定”。
- **Windows XP:** 使用 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)附带的触摸屏驱动程序。安装和设定驱动程序详情, 请参照触摸屏驱动程序用户手册(在 CD-ROM 上)。  
注意 • 在“Touch Screen Properties”菜单下的“Basic Setting”中将“Configuration File”更改为“Mouse.mfd”。若配置文件为“Touch.mfd”(初期设定), 触摸位置有可能无法正确识别。

### Brightness



### Volume

