



Brugsanvisning

RadiForce® RX670

LCD-farveskærm

Vigtigt

Sørg for at læse brugsanvisningen og installationsvejledningen inden brug.

- Se installationsvejledningen for at få oplysninger om skærmindstillinger og -justeringer.
- Du kan finde de seneste produktoplysninger, herunder brugsanvisninger, på vores websted:
www.eizoglobal.com

SYMBOLER

Følgende symboler anvendes i denne vejledning og på produktet. De angiver vigtige oplysninger. Læs dem omhyggeligt.

 ADVARSEL	Manglende overholdelse af indholdet i en ADVARSEL medfører risiko for alvorlig personskade og kan være livstruende.
 FORSIGTIG	Manglende overholdelse af indholdet i en FORSIGTIG-advarsel medfører risiko for moderat personskade og/eller tingsskade samt beskadigelse af produktet.
	Angiver en advarsel eller en forsigtig-advarsel.  angiver f.eks. fare for elektrisk stød.
	Angiver en forbudt handling.  betyder f.eks. "Må ikke demonteres".

Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.

Ingen del af denne vejledning må reproducere, lagres i en database eller overføres uanset form eller metode, herunder elektronisk, mekanisk eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra EIZO Corporation.

EIZO Corporation er på ingen måde forpligtet til at opbevare modtagne materialer eller oplysninger fortroligt, medmindre der er truffet aftale herom forud for EIZO Corporations modtagelse af sådanne oplysninger. Bemærk, at EIZO har bestræbt sig på, at denne vejledning indeholder de sidste nye oplysninger, men at EIZOs produktspecifikationer kan ændres uden varsel.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vigtigt

Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.

Læs afsnittet "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" samt forsigtig-erklæringerne på skærmen omhyggeligt af hensyn til brugernes sikkerhed og korrekt vedligeholdelse af skærmen.

Placering af Forsigtig-erklæring



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symboler på enheden


Symbol	Dette symbol angiver
	Tænd/sluk-knap: Tryk for at slukke for netstrømmen til skærmen.
	Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde for netstrømmen til skærmen.
	Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde eller slukke for strømmen til skærmen.
	Vekselstrøm
	Advarsel om risiko for elektrisk stød
	FORSIGTIG
	WEEE-mærkning: Produktet skal bortskaffes separat; materialerne kan genbruges.
	CE-mærkning: EU-overensstemmelsesmærkning i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv og/eller forordning (EU).
	Producent
	Produktionsdato
	Forsigtig: I henhold til lovgivningen i USA må denne enhed kun sælges til sundhedsfagligt personale med licens eller på baggrund af bestilling fra sådanne personer.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Symbol	Dette symbol angiver
	Medicinsk udstyr i EU
EU Importer	Importør i EU
	Mærke, der angiver overholdelse af britiske forskrifter
	Ansvarlig person i Storbritannien
	Autoriseret repræsentant i Schweiz
	Godkendt repræsentant i EU



ADVARSEL

 ADVARSEL	Hvis enheden begynder at udsende røg, lugte brændt eller sige mærkelige lyde, skal du straks afbryde alle elektriske forbindelser og kontakte nærmeste EIZO-forhandler for at få hjælp. Anvendelse af en enhed med funktionsfejl medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
 ADVARSEL	Skil ikke enheden ad, og foretag ikke ændringer på enheden. Åbning af kabinettet kan medføre elektrisk stød eller forbrændinger fra højspændingsdele eller dele med høje temperaturer. Ændring af enheden medfører risiko for brand og elektrisk stød. 
 ADVARSEL	Al service skal udføres af en uddannet servicetekniker. Forsøg ikke selv at udføre service på produktet. Åbning eller fjernelse af enhedens dæksler medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
 ADVARSEL	Hold fremmedlegemer og væsker væk fra enheden. Metaldele, brændbare materialer eller væsker, som ved et uheld tabes ned i kabinettet, kan medføre brand, elektrisk stød eller skade på udstyret. Træk straks stikket til enheden ud, hvis der tabes en genstand eller spildes væske ned i kabinettet. Få undersøgt enheden af en autoriseret servicetekniker, inden den bruges igen. 
 ADVARSEL	Anbring enheden på et solidt og stabilt underlag. Hvis enheden anbringes på en uegnet overflade, kan det medføre risiko for, at enheden kan vælte og forårsage personskade. Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brug aldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk stød.

 ADVARSEL Brug enheden på et velegnet sted. Ellers kan brand, elektrisk stød eller skader på udstyret opstå som følge. • Anbring ikke enheden udendørs. • Anbring ikke enheden i nogen form for transportmiddel (skib, fly, tog, bil etc.). • Anbring ikke enheden i et støvfylt eller fugtigt miljø. • Anbring ikke enheden på steder, hvor der kan sprøjte vand på skærmen (f.eks. i et badeværelse eller køkken). • Anbring ikke enheden på steder, hvor skærmen kommer i direkte kontakt med damp. • Anbring ikke enheden tæt på varmekilder eller luftbefugtere. • Anbring ikke enheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys. • Anbring ikke enheden i miljøer med letantændelige luftarter. • Må ikke anbringes i miljøer med korrosive gasser (f.eks. svovldioxid, svovlbrinte, kvælstofdioxid, klor, ammoniak eller ozon). • Må ikke anbringes i miljøer med støv, komponenter, som fremmer korrosion i atmosfæren (f.eks. natriumklorid og svovl), ledende metaller osv. 
 ADVARSEL Opbevar plastemballagen utilgængeligt for børn. Børn kan blive kvælt i emballagen.
 ADVARSEL Brug den medfølgende netledning, og slut den til en almindelig stikkontakt. Sørg for, at spændingen er inden for det angivne spændingsområde for netledningen. Ellers kan brand eller elektrisk stød forårsages. Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 ADVARSEL Træk netledningen ud ved at tage godt fat i stikket og trække til. Træk direkte i ledningen medfører risiko for brand eller elektrisk stød.  OK   
 ADVARSEL Udstyret skal slutes til en stikkontakt med jord. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød. 

 ADVARSEL Brug den korrekte spænding. • Enheden er udviklet til at blive brugt ved en bestemt spænding. Tilslutning til en anden spænding end den, der er angivet i brugsanvisningen, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller skader på udstyret. Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz • Overbelastning af strømkredsløbet medfører risiko for brand eller elektrisk stød.
 ADVARSEL Håndter netledningen forsigtigt. Anbring ikke tunge genstande på netledningen, og træk heller ikke i den. Brug af en beskadiget netledning medfører risiko for brand og elektrisk stød. 
 ADVARSEL Operatøren bør ikke røre ved patienten, samtidig med at produktet berøres. Produktet er ikke designet til at blive rørt af patienter. 
 ADVARSEL Berør aldrig stikket eller netledningen i tordenvejr. Berøring medfører risiko for elektrisk stød. 
 ADVARSEL Se brugsanvisningen til holderen for at sikre, at enheden monteres korrekt i holderen. Der kan ellers være risiko for, at enheden kan løsne sig og forårsage skader på personer og/eller udstyr. Inden montering skal du sørge for, at borde, vægge eller evt. anden monteringsflade har en tilstrækkelig mekanisk styrke. Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brug aldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk stød. Brug de samme skruer, når du monterer vippefoden igen, og tilspænd dem.
 ADVARSEL Berør ikke et beskadiget LCD-panel med bare hænder. Vask området grundigt, hvis panelet kommer i direkte kontakt med huden. Hvis flydende krystal kommer ind i øjnene eller munden, skylles straks med store mængder vand, og der søges lægehjælp. Ellers kan du få en toksisk reaktion. 
 ADVARSEL Få hjælp af fagfolk, hvis produktet skal installeres et højt sted. Når skærmen installeres et højt sted, er der risiko for, at produktet eller produktets dele falder ned og forårsager personskade. Anmod om hjælp fra os eller fra fagfolk, som er specialiseret i bygningsarbejde, når skærmen skal installeres, herunder kontrol af produktet for skader eller deformationer, både før og efter installationen af skærmen.

FORSIGTIG

	FORSIGTIG
Se ikke direkte ind i lyskilden på baggrundsbelysningen eller arbejdslampen. Dette kan potentielt medføre øjegenir eller problemer med synet.	
	FORSIGTIG
Udsæt ikke arbejdslampearmen for overdreven kraft. Overdreven bøjning eller vridning af armen kan føre til beskadigelse eller funktionssvigt.	
	FORSIGTIG
Kontrollér brugstilstanden før brug. Påbegynd først brugen, når det er sikret, at der ikke er problemer med det viste billede. Når flere enheder anvendes, må brugen først påbegyndes, når det er sikret, at billederne vises korrekt.	
	FORSIGTIG
Fastgør kabler/ledninger, som har en fastgørmingsmekanisme. Ellers kan kablerne/ledningerne risikere at frakobles, hvorefter billeder kan blive afskåret og din brug af enheden afbrudt.	
	FORSIGTIG
Frakobl kabler og fjern tilbehør, når enheden flyttes. Ellers kan kabler eller tilbehør blive frakoblet, når enheden flyttes, hvilket kan medføre personskaade.	
	FORSIGTIG
Brug de angivne metoder til at bære og opstille enheden. - Når produktet flyttes, skal du holde fast ved skærmens bund. - Skærme på 30" eller derover er tunge. Sørg for, at der er mindst to personer til at udpakke og/eller bære skærmen. - Hvis din enhedsmodel har et håndtag på bagsiden af skærmen, skal du gribe om det og holde fast i skærmens bund og håndtag. Tab af enheden medfører risiko for personskaade eller beskadigelse af udstyret.    	
	FORSIGTIG
Udvis forsigtighed, så du ikke får fingre i klemme. Hvis du pludselig påfører kraft på skærmen for at tilpasse højden eller vinklen, kan dine fingre komme i klemme, og de kan blive skadet.	

 FORSIGTIG	Undlad at blokere kabinettets ventilationsåbninger. • Anbring ikke genstande i eller over ventilationsåbningerne. • Installer ikke enheden et sted med ringe ventilation eller utilstrækkelig plads. • Brug ikke enheden liggende eller vendt på hovedet. Blokering af ventilationsåbningerne forhindrer korrekt luftgennemstrømning og medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.	
 FORSIGTIG	Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Berøring medfører risiko for elektrisk stød. 	
 FORSIGTIG	Anbring ikke genstande omkring strømstikket. Dette er for at gøre det nemmere at frakoble strømstikket i tilfælde af problemer for at undgå brand eller elektrisk stød.	
 FORSIGTIG	Rengør regelmæssigt området omkring strømstikket og ventilationsåbningen på skærmen. Støv, vand eller olie på dette område medfører risiko for brand.	
 FORSIGTIG	Træk stikket til enheden ud, før du rengør den. Rengøring af enheden med stikket i stikkontakten medfører risiko for elektrisk stød.	
 FORSIGTIG	Sluk for strømmen til skærmen, og træk strømstikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere tid, af hensyn til sikkerheden og for at spare strøm.	
 FORSIGTIG	Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.	
 FORSIGTIG	Til brugere i EØS og Schweiz: Alle alvorlige hændelser i relation til enheden skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.	

Bemærkning vedrørende denne skærm

Indikationer for brug

Dette produkt er indiceret til brug til visning af radiologiske billeder med henblik på gennemgang, analyse og diagnosticering udført af en uddannet læge. Skærmen er ikke egnet til mammografi.

Vigtigt

- Dette produkt er ikke beregnet til in vitro-diagnostisk brug.
- Produktgarantien bortfalder muligvis, hvis produktet bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Specifikationerne, der er anført i denne vejledning, er kun gældende, når der bruges netledninger, som leveres sammen med produktet og de EIZO-specificerede signalkabler.
- Brug kun EIZO-tilbehørsprodukter, der er specificeret af EIZO, sammen med dette produkt.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug

- Funktionen af delene (såsom LCD-panelet og blæseren) kan forringes ved længere tids brug. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer, som de skal.
- Der vil muligvis være et efterbillede, hvis skærbilledet ændres, når det samme billede har været vist på skærmen i længere tid. Brug pauseskærmen eller energisparefunktionen for at undgå, at et billede vises på skærmen i længere tid. Et efterbillede kan endda vises efter et kort tidsrum afhængigt af det viste billede. For at fjerne et sådant fænomen kan du ændre billedet eller holde strømmen slukket i flere timer.
- Det tager flere minutter, før skærbilledet stabiliserer sig. Vent nogle minutter eller evt. længere, efter at der er tændt for skærmen, eller efter at skærmen er gendannet efter energisparetilstand, før skærmen anvendes.
- Hvis skærmen anvendes kontinuerligt over en længere periode, kan der forekomme sorte pletter eller indbrændinger på skærmen. Vi anbefaler, at skærmen slukkes regelmæssigt med henblik på at maksimere levetiden.
- Det baggrundsbelyste LCD-panel har en fast levetid. Afhængigt af brugsmønsteret, f.eks. brug i længere, kontinuerlige perioder, kan baggrundsbelysningens levetid blive kortere, så den skal udskiftes. Kontakt din EIZO-forhandler, når skærmen bliver mørk eller begynder at flimre.
- Skærmen har muligvis defekte pixels eller et lille antal lyse prikker på skærbilledet. Dette skyldes egenskaber i selve LCD-panelet og er ikke udtryk for fejl i produktet.
- Undlad at trykke hårdt på LCD-panelets overflade eller udvendige ramme, da dette kan medføre fejl i visningen, f.eks. interferensmønstre osv. Vedvarende tryk på LCD-panelets flydende krystaller kan beskadige eller volde uoprettelig skade på LCD-panelet. (Lad skærmen stå med et komplet sort eller hvidt skærbillede, hvis trykmærket ikke forsvinder fra LCD-panelet. Symptomet forsvinder muligvis).
- Undlad at bruge spidse genstande på LCD-panelet eller ridse det. Der er risiko for, at det tager skade. Aftør ikke panelet med servietter, som kan ridse panelet.
- Undgå at berøre den integrerede kalibreringssensor (integreret frontsensoren). Det kan medføre nedsat målenøjagtighed eller beskadigelse af udstyret.
- Afhængigt af miljøet kan den værdi, der måles af den integrerede belysningsensor, være forskellig fra den værdi, som vises på en uafhængig belysningsensor.
- Der dannes muligvis kondens på produktets yderside eller inde i produktet, hvis det anbringes i et koldt rum, hvis temperaturen i rummet stiger hurtigt, eller hvis produktet

flyttes fra et koldt til et varmt rum. Undlad at tænde for skærmen, hvis det sker. Vent i stedet, indtil kondensen forsvinder, da produktet ellers kan blive beskadiget.

Hvis skærmen bruges over lang tid

Kvalitetskontrol

- Skærmens visningskvalitet påvirkes af kvalitetsniveauet af indgangssignaler og forringelsen af produktet. Udfør visuelle kontroller og periodiske konstanstest (herunder gråskalakontrol) for at overholde medicinske standarder/retningslinjer i forhold til anvendelsen, og udfør kalibrering, når det er nødvendigt. Brug af kvalitetskontrolsoftwaren til RadiCS-skærme (valgfri) gør det muligt at udføre kvalitetskontrol, der opfylder medicinske standarder/retningslinjer.
- Vent mindst 15 minutter, når skærmen har været slukket, eller energisparetilstanden har været aktiveret, før der udføres forskellige test til kvalitetskontrol, kalibrering eller skærmtilpasning.
- Vi anbefaler, at skærme indstilles til det anbefalede niveau eller lavere for at reducere ændringer i luminans, som skyldes langtidsbrug, og opretholde en stabil lysstyrke.
- For at tilpasse måleresultaterne fra den indbyggede kalibreringssensor (integreret frontsensor) i forhold til en ekstern sensor, der købes separat, skal der foretages korrelation mellem den integrerede frontsensor og den eksterne sensor ved hjælp af RadiCS (valgfrit tilbehør)/RadiCS LE (medfølger). Periodisk korrelation lader dig holde målingsresultatet for den integrerede frontsensor på samme niveau som den eksterne sensor. Se brugervejledningen til RadiCS/RadiCS LE for oplysninger om korrelation.

Vigtigt

- Skærmens status kan ændre sig uventet på grund af en betjeningsfejl eller uventet indstillingsændring. Det anbefales at anvende skærmen med betjeningsknapperne låst efter justering af skærmen.
Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for oplysninger om indstilling.

Rengøring

- Jævnlig rengøring anbefales for at bevare skærmens nye udseende og forlænge levetiden.
- Pletter på produktet kan fjernes ved at fugte en del af en blød klud med vand eller ved at bruge vores ScreenCleaner og forsigtigt tørre af.

Vigtigt

- Lad ikke væsker komme i direkte kontakt med produktet. Hvis de gør, skal de tørres af med det samme.
- Lad ikke væsker trænge ind i åbninger eller ind i produktet.
- Ved brug af kemikalier til rengøring eller desinficering kan kemikalier, f.eks. alkohol og desinfektionsmidler, medføre glansvariation, pletter eller afblegning af produktet samt forringe kvaliteten af det viste billede. Undlad hyppig brug af kemikalier.
- Brug aldrig rengøringsmidler, som indeholder fortyndingsmiddel, benzen, voks eller slibemiddel, da de kan beskadige produktet.
- Besøg vores websted for at få mere information om rengøring og desinficering.
Sådan tjekker du: Gå til www.eizoglobal.com, og indtast "disinfect" i søgefeltet på webstedet for at søge.

Desinficering med kemikalier

- Ved desinficering af produkter anbefaler vi at bruge kemikalier, som er blevet testet af os (se tabellen herunder). Bemærk, at disse kemikalier ikke garanterer, at produktet ikke vil blive beskadiget eller forringet.

Kategori	Kemikalietype	Produkteksempel
Alkoholbaseret	Hospitalssprit (ethylalkohol)	Ætanol
Alkoholbaseret	Isopropanol	Isopropylalkohol (IPA)
Klor	Natriumhypoklorit	Purelox
Biguanid	Klorhexidinglukonat	Hibitan-opløsning
Alkoholbaseret	Benzalkoniumklorid	Welpas
Aldehydbaseret	Glutaral	Sterihyde
Aldehydbaseret	Glutaral	Cidex Plus28
Amfoterisk surfaktant	Alkyldiaminoetylglycin-hydroklorid	Satenidin-opløsning

Korrekt brug af skærmen

- En for mørk eller for lys skærm kan være skadelig for dine øjne. Juster skærmens lysstyrke i henhold til omgivelserne.
- Det kan virke trættende på øjnene at kigge på skærmen i lang tid ad gangen. Hold en skærmpause på ca. ti minutter hver time.
- Kig på skærmen fra en god afstand og passende vinkel.

Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med cybersikkerhed

- Firmwareopdateringer skal udføres af EIZO Corporation eller dennes distributør.
- Hvis EIZO Corporation eller dennes distributør instruerer, at firmwaren skal opdateres, skal den opdateres med det samme.

INDHOLD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	3
Vigtigt	3
Placering af Forsigtig-erklæring	3
Symboler på enheden	3
ADVARSEL	5
FORSIGTIG	8
Bemærkning vedrørende denne skærm	10
Indikationer for brug	10
Sikkerhedsforanstaltninger for brug	10
Hvis skærmen bruges over lang tid.....	11
Kvalitetskontrol.....	11
Rengøring	11
Desinficering med kemikalier	12
Korrekt brug af skærmen	12
Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med cybersikkerhed	12
1 Introduktion	15
1.1 Funktioner	15
1.1.1 Layoutfrihed	15
1.1.2 Enkel ledningsføring	15
1.1.3 Understøtter videodisplay og strømforsyning via en enkelt USB Type-C-kabeltilslutning.....	15
1.1.4 Hybrid monokrom- og farvevisning	16
1.1.5 Kvalitetskontrol.....	16
1.1.6 Dockingstationfunktion.....	16
1.1.7 Udstyret med belysningsfunktion (RadiLight)	16
1.1.8 Pladsbesparende design	17
1.1.9 Skærmbetjening fra musen og tastaturet.....	17
1.2 Pakkens indhold.....	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 Brug af RadiCS LE.....	19
1.3 Kontroller og funktioner	20
1.3.1 Front.....	20
1.3.2 Bagside.....	21
2 Installation/tilslutning	23
2.1 Før installation.....	23
2.1.1 Installationsbetingelser	23
2.2 Tilslutning af kabler	24

2.3	Montering af RadiLight Focus (arbejdslampe)	29
2.4	Sådan tænder du for strømmen	29
2.5	Justering af skærmhøjden og -vinklen	30
2.6	Montering af stikdækslet	31
2.7	Brug af RadiLight Area/RadiLight Focus	32
3	Problem med manglende billede	33
4	Specifikationer.....	35
4.1	Liste over specifikationer.....	35
4.1.1	Type	35
4.1.2	LCD-panel.....	35
4.1.3	Videosignaler	35
4.1.4	USB.....	35
4.1.5	Netværk	36
4.1.6	Strøm	36
4.1.7	Fysiske specifikationer.....	36
4.1.8	Krav til driftsmiljø.....	36
4.1.9	Transport-/opbevaringsbetingelser	36
4.2	Understøttede opløsninger.....	37
4.3	Tilbehør	37
Bilag		38
	Medicinske standarder	38
	Klassifikation af udstyret	38
	EMC-erklæring	39
	Miljøer for tiltænkt brug	39
	Tekniske beskrivelser	40


1 Introduktion

Tak, fordi du har valgt en LCD-farveskærm fra EIZO.

1.1 Funktioner

1.1.1 Layoutfrihed

- Dette produkt er udstyret med funktionerne PbyP (Picture by Picture) og PinP (Picture in Picture), som kan vise op til tre signaler samtidigt.




- Skærmen har funktionen One Cable PbyP, der viser billeder i PbyP-tilstand med et enkelt signalkabel.

1.1.2 Enkel ledningsføring

Skærmen er udstyret med en udgangsterminal, USB Type-C® (USB-C®).


Fra udgangsterminalen kan et signal sendes til en anden skærm.



1.1.3 Understøtter videodisplay og strømforsyning via en enkelt USB Type-C-kabeltilslutning

Dette produkt er udstyret med et USB-C-stik og understøtter transmission af videosignaler (DisplayPort™ Alt Mode) og strømforsyning (USB Power Delivery).

Det leverer maks. 94 W strøm til en tilsluttet bærbar computer ved brug som ekstern skærm.



Bemærk

- Visning af videosignaler kræver, at den tilsluttede enhed understøtter transmission af videosignaler (DisplayPort Alt Mode).
- Brug af opladningsfunktionen kræver, at den tilsluttede enhed understøtter enhedsopladning ved hjælp af USB Power Delivery.
- Maks. 94 W strøm kan kun leveres ved brug af følgende USB-kabler:
 - CC150SS81G-5A (medfølger)
- Tilsluttede enheder kan oplades, selv når skærmen er i energisparetilstand.

1.1.4 Hybrid monokrom- og farvevisning


Når Hybrid Gamma PXL-funktionen er aktiveret, skelner dette produkt automatisk mellem monokrome områder og farveområder af det samme billede på pixelniveau og viser dem i optimale gradienter.

1.1.5 Kvalitetskontrol

- Denne skærm har en indbygget kalibreringssensor (integreret frontsensor). Denne sensor lader skærmen udføre kalibrering (SelfCalibration) og gråskalakontrol uafhængigt.
- Ved hjælp af den medfølgende RadiCS LE kan du udføre skærmmkalibrering og administration af historik.
- Brug af RadiCS-skærmens kvalitetskontrolsoftware lader dig foretage kvalitetskontrol, der opfylder medicinske standarder/retningslinjer.

1.1.6 Dockingstationfunktion

Skærmen er udstyret med LAN-port og USB-hub, der gør, at den kan anvendes som dockingstation. Hvis du tilslutter et USB-C-kabel, kan du skabe et stabilt netværksmiljø selv på bærbare computere og tabletenheder, der ikke er udstyret med LAN-porte. Du kan også bruge USB-kompatible eksterne enheder og oplade smartphones (se "Brug af dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).


**1.1.7 Udstyret med belysningsfunktion (RadiLight)**

RadiLight Area (baggrundsbelysning)

- RadiLight Area er en baggrundsbelysningsfunktion, der er indbygget i skærmen. Det belyser rummet indirekte fra skærmens bagside, hvilket muliggør effektive radiologiske tolkninger i miljøer med svag belysning.


RadiLight Focus (arbejdslampe)

- RadiLight Focus er en arbejdslampe, der kan tages af. Den kan belyse dit arbejdsområde, når du læser, skriver dokumenter eller anvender et tastatur.



1.1.8 Pladsbesparende design

Skærmen er udstyret med flere USB-stik (opad). Du kan betjene flere pc'er med et sæt USB-enheder (mus, tastatur osv.).



1.1.9 Skærmbetjening fra musen og tastaturet

Med skærmkvalitetskontrolsoftwaren RadiCS/RadiCS LE kan du udføre følgende skærmhandlinger med musen og tastaturet:

- Skifte mellem CAL Switch-tilstande
- Skifte mellem indgangssignaler
- Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser et billede (Point-and-Focus)
- Vise eller skjule PinP-underskærmen (Hide-and-Seek)
- Skifte mellem pc'er, som bruger USB-enheder (Switch-and-Go)
- Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)
- En funktion, som midlertidigt øger lysstyrken for at forbedre synligheden af billeder til diagnostik (Instant Backlight Booster)

Bemærk

- RadiCS/RadiCS LE-softwaren giver dig mulighed for at vise eller skjule PinP-undervinduet og skifte mellem de pc'er, der bruges til at betjene USB-enhederne, på samme tid. Du kan se flere oplysninger om opsætningsproceduren i RadiCS/RadiCS LE-brugsanvisningen.

1.2 Pakkens indhold

Kontrollér, at alle følgende genstande findes i pakken. Hvis en af disse mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-repræsentant.

Bemærk
• Det anbefales, at kassen og al emballage gemmes, så de kan bruges til at flytte eller transportere produktet.

- Skærm
- Netledning



- Digitalt signalkabel (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Digitalt signalkabel (HDMI-HDMI): HH300PR x 1



- USB 2.0-kabel (USB-A-USB-B): UU300 x 2



- USB-C-kabel (USB-C til USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- Stikdæksel (venstre)
- Stikdæksel (højre)
- RadiLight Focus (arbejdslampe)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Brugsanvisning

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM'en indeholder følgende dokumenter. Læs "Readme.txt" på disken for at få mere at vide om, hvordan du starter softwaren eller får adgang til filer.

- Filen Readme.txt
- RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware til skærmen (til Windows)
- Brugervejledning
 - Brugsanvisning til denne skærm
 - Installationsvejledning til skærmen
 - Brugervejledning til RadiCS LE
- Angivelse af dimensioner

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE lader dig udføre følgende kvalitetskontrol og skærmhandlinger. Du kan finde mere information om softwaren og opsætningsproceduren i brugervejledningen til RadiCS LE.

Kvalitetskontrol

- Udførelse af kalibrering
- Viser testresultater på en liste og opretter en testrapport

- Indstiller SelfCalibration-målet og -udførelsesplanen

Skærmhandlinger

- Skifte mellem CAL Switch-tilstande
- Skifte mellem indgangssignaler
- Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser et billede (Point-and-Focus)
- Vise eller skjule PinP-underskærmen (Hide-and-Seek)
- Skifte mellem pc'er, som bruger USB-enheder (Switch-and-Go)
- Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)
- En funktion, som midlertidigt øger lysstyrken for at forbedre synligheden af billeder til diagnostik (Instant Backlight Booster)
- En funktion, som automatisk justerer skærmens lysstyrke, så den svarer til rummets lysniveau, når den er indstillet til Text-tilstand (Auto Brightness Control)

Vigtigt

- Specifikationerne for RadiCS LE kan ændres uden varsel. Den seneste version af RadiCS LE er altid tilgængelig til download fra vores websted: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Brug af RadiCS LE

Se brugervejledningen til RadiCS LE (på CD-ROM'en) for at få oplysninger om installation og brug af RadiCS LE.

Når RadiCS LE bruges, skal du tilslutte skærmen til din pc med det medfølgende USB-kabel. Se [2.2 Tilslutning af kabler \[► 24\]](#) for at få mere information om at tilslutte skærmen.


1.3 Kontroller og funktioner

1.3.1 Front



1. Integreret frontsensor (kan flyttes)	Denne sensor bruges til at udføre kalibrering og gråskalakontrol.
2. Belysningssensor	Denne sensor måler lyset i omgivelserne. Målingen af lyset i omgivelserne udføres med RadiCS/RadiCS LE-kvalitetskontrolsoftwaren.
3. Betjeningsknapper	Viser driftsvejledningen. Indstil menuer ifølge driftsvejledningen.
4. Tænd/sluk-knap	Tænder og slukker for strømmen. Knappen lyser op, når du slår strømmen til. Knappens farve skifter alt efter skærmens driftsstatus. Grøn: Normal driftstilstand, Orange: Energisparetilstand, Fra: Netstrøm eller strøm slukket

1.3.2 Bagside



1. RadiLight Area (baggrundsbelysning)	Baggrundsbelysningsfunktion, der er indbygget i skærmen. Det belyser et rum indirekte fra skærmens bagside.
2. Fod	Justerer højde og vinkel (vipning og drejning) på skærmen.
3. Tænd/sluk-knap	Tænder og slukker for strømmen. ○ : Fra, : Til
4. Strømsstik	Til tilslutning af netledningen.
5. Slot til sikkerhedslås	Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystemet.
6. Kabelholder	Gør det muligt at organisere kablerne pænt og ordentligt.
7. USB-A-stik (nedad)	Tilsluttes en ekstern USB-enhed (se "Brug af dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).
8. Arbejdslampe	Tilsluttes RadiLight Focus
9. HDMI-stik	Sluttes til en pc med en HDMI-udgang.
10. DisplayPort-stik	Sluttes til en pc med en DisplayPort-udgang.
11. USB-C-stik (opad)	Sluttes til en pc med en USB-C-udgang. Dette transmitterer også USB-signalet, som er nødvendigt for at anvende software, der kræver en USB-forbindelse eller dockingstationfunktionen (se "Brug af dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).

12. USB-C-stik (opad)	For at opsætte en serieforbindelse skal du tilslutte kablet til USB-stikket (nedad) på en anden skærm. Du kan desuden tilslutte en ekstern USB-enhed (se "Brug af dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).
13. LAN-port	Sluttes til en netværkshub eller router med et LAN-kabel for at benytte netværkstilslutningen af dockingstationfunktionen (se "Brug af dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).
14. USB-B-stik (opad)	Sluttes til en computer, når der bruges software, som kræver en USB-forbindelse på en pc uden en USB-C-forbindelse, eller når der bruges dette produkts USB-hub-funktion.

2 Installation/tilslutning

2.1 Før installation

Læs [SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER \[► 3\]](#) nøje, og følg altid instruktionerne.

Hvis produktet anbringes på et bord med lakeret overflade, kan farven smitte af på foden på grund af gummiets sammensætning. Kontrollér bordfladen før brug.

2.1.1 Installationsbetingelser

Når skærmen monteres i et stativ, skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads omkring siderne, bagsiden og den øverste del af skærmen.

Vigtigt
• Placer skærmen på en måde, så lyset ikke forstyrrer skærbilledet.

2.2 Tilslutning af kabler


Vigtigt

- Kontrollér, at skærmen, pc'en og det eksterne udstyr er slukket, inden du tilslutter.
- Når den nuværende skærm udskiftes med denne skærm, skal du se [4.2 Understøttede opløsninger](#) [► 37] for at ændre pc'ens indstillinger for opløsning og lodret scanningsfrekvens til dem, som understøttes af denne skærm, inden du tilslutter skærmen til pc'en.
- Hvis kablerne er vanskelige at sætte i, skal vinklen på skærmen justeres.

1. Tilslut signalkablerne.

Kontrollér stikkenes form, og tilslut kablerne.


Visning med ét vindue



Vigtigt


- I standardindstillingen vises DisplayPort 1-stikkets signal. Hvis du vil få vist signalet fra et andet stik, skal du skifte mellem indgangssignalet (se "Skift mellem indgangssignaler" i installationsvejledningen).
- Hvis du ikke bare anvender USB-C til visning af video, men også til skærmskvalitetsstyring med RadiCS/RadiCS LE og tilslutning af USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) skal du indstille "USB Selection" til "USB-C" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- For HDMI®-signaler vil dette måske blive vist i et begrænset interval.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I PbyP-visning (DisplayPort 1/DisplayPort 2)**Vigtigt**

- Med henblik på PbyP-visning (DisplayPort 1/DisplayPort 2) skal du indstille "PbyP Settings" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Når der vises PbyP fra to pc'er, kan visse aspekter af kvalitetsstyringen, såsom kalibrering, være begrænset.

I PbyP-visning (One Cable PbyP)




Vigtigt

- Med henblik på PbyP-visning (One Cable PbyP) skal du tilslutte til DisplayPort 1-stikket eller USB-C-stikket (opad: ). Du skal desuden konfigurere indstillingen "PbyP Settings" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Hvis du ikke bare anvender USB-C til visning af video, men også til skærmkvalitetsstyring med RadiCS/RadiCS LE og tilslutning af USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) skal du indstille "USB Selection" til "USB-C" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.

I PinP-visning (undervindue)

Eksempel: Brug af HDMI-stikket


**Vigtigt**

- Med henblik på PinP-visning (undervindue) skal du konfigurere indstillingen "PinP Settings" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Når et HDMI-signal vises på én skærm, kan PinP-visningsfunktionen (undervindue) ikke bruges.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Når andre skærme tilsluttes ved hjælp af en serieforbindelse


Signalindgangen til DisplayPort 1-stikket eller USB-C-stikket (opad: ) vil være udgangen til en anden skærm.



Vigtigt

- Besøg EIZO-webstedet for at få yderligere oplysninger om skærme og grafikort, der kan anvendes til serieforbindelse: (www.eizoglobal.com)
- En serieforbindelse opsættes ved at tilslutte til DisplayPort 1-stikket eller USB-C-stikket (opad: ). Du skal desuden konfigurere indstillingen "Daisy Chain" i menuen Administratorindstillinger. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- En hætte er fastgjort på USB-C-stikkets (nedad: ) port som standard. Fjern hæften før brug.

2. Slut netledningen til en stikkontakt og til strømstikket på skærmen.
Sæt netledningen helt ind i skærmen.
3. Hvis du ikke bruger en USB-C-forbindelse og bruger RadiCS/RadiCS LE eller tilslutter USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) til skærmen, skal du tilslutte et USB 2.0-kabel fra USB-B-stikket på skærmen til USB-A-stikket på pc'en.




Vigtigt

- Når du slutter skærmen til en pc, hvorpå RadiCS/RadiCS LE er installeret, skal kablet tilsluttes USB-B 1 () eller USB-C (opad: )
- Når du anvender USB-B 2 () skal hæften fjernes før brug. Skift endvidere indstillingen "USB Selection" (USB-valg) i indstillingsmenuen (se "USB-valg" i installationsvejledningen).

2.3 Montering af RadiLight Focus (arbejdslampe)

Monter RadiLight Focus (arbejdslampe) til skærmens arbejdslampepestik.

Den kan kun monteres i en nedadvendt, lodret retning i forhold til stikket.



For at fjerne den skal du trække den ud, mens du drejer delen, der er forbundet med skærmen, i den retning, der er angivet med 1 i illustrationen.

2.4 Sådan tænder du for strømmen

1. Tryk på  for at tænde for strømmen til skærmen.

Strømindikatoren på skærmen lyser grønt.

Hvis indikatoren ikke lyser, skal du se [3 Problem med manglende billede \[► 33\]](#).

Bemærk

- Når du trykker på en af betjeningsknapperne, undtagen , når skærmen er slukket, begynder  at blinke, så du ved, hvor strømknappen er.

2. Tænd for pc'en.

Skærbilledet vises.

Hvis der ikke vises noget billede, skal du se [3 Problem med manglende billede \[► 33\]](#) for at få yderligere oplysninger.

Vigtigt


- Når du tilslutter for første gang eller ændrer forbindelsesmetoden, vil visningsindstillinger som f.eks. opløsning og skærmforhold muligvis ikke være korrekte. Kontrollér, om indstillingerne for pc'en er korrekt konfigureret.
- Vi anbefaler, at du slukker på tænd/sluk-knappen for at spare strøm. Når skærmen ikke er i brug, kan du slukke for netstrømforsyningen eller tage stikket ud, så strømmen er helt afbrudt.

Bemærk

- For at maksimere skærmens levetid ved at hæmme forfald af lysstyrke og for at reducere strømforbruget skal du gøre følgende:
 - Anvend skærmens eller pc'ens energisparefunktion.
 - Sluk skærmen efter brug.

2.5 Justering af skærmhøjden og -vinklen


Hold på skærmens øverste og nederste eller venstre og højre kant med begge hænder, og indstil skærmens højde ved at vippe og dreje skærmen for at opnå de bedste arbejdsforhold.

**Vigtigt**


- Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at kablerne er korrekt tilsluttet.
- Når du har justeret højden og vinklen, føres kablerne gennem kabelholderen.
- Når du justerer skærmens vinkel eller position, mens arbejdslampen er monteret, skal du passe på ikke at bruge unødigt kraft på arbejdslampen. Dette kan beskadige stikket eller armen.

2.6 Montering af stikdækslet

1. Organiser kablerne i kabelholderen.



2. Monter stikdækslet.




Eksempel: Montering af stikdækslet (højre)

Vigtigt
• Sørg for, at du monterer det ordentligt for at sikre korrekt ventilering inden i skærmen.
Bemærk
• Fjern stikdækslet ved at trække det i en retning mod dig.

2.7 Brug af RadiLight Area/RadiLight Focus

1. Sørg for, at der er tændt for skærmen og computeren.
2. Brug betjeningskontakterne til at slå RadiLight Area eller RadiLight Focus til/fra. Justerer lysstyrken for RadiLight Area.



Vigtigt

- Grundet variationer i LED'erne kan der forekomme forskelle i farver og lysstyrke, selv for det samme produkt.
- I de følgende miljøer vil du muligvis ikke opnå tilstrækkelig belysning, når du anvender RadiLight Area.
 - Hvis afstanden til væg eller loft er for stor
 - Hvis væggen eller loftet er lavet af materialer, der ikke reflekterer tilstrækkeligt, eller er malet i mørke farver
- Når du ændrer retningen for RadiLight Focus, skal du justere vinklen ved at holde i armen, ikke bare i spidsen.

Bemærk

- Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for oplysninger om indstilling af RadiLight Area.

3 Problem med manglende billede

Strømindikatoren lyser ikke

- Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Tænd for tænd/sluk-knappen bag på skærmen.
- Berør .
- Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Strømindikator lyser: Grønt

- Forøg "Brightness", "Contrast" eller "Gain" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Strømindikator lyser: Orange

- Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Bevæg musen, eller tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
- Kontrollér, at pc'en er tændt.
- Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det tilsvarende indgangssignal.
- Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen.

Strømindikator blinker: Orange, grønt

- Tilslut via et signalkabel, der er specificeret af EIZO. Sluk dernæst for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Meddelelsen "No Signal" vises på skærmen.


Eksempel:



- Meddelelsen herover vises muligvis, da nogle pc'er ikke udsender et signal umiddelbart efter opstart.
- Kontrollér, at pc'en er tændt.
- Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det tilsvarende indgangssignal.
- USB-C-stik (nedad: ) bruges til serieforbindelsens udgang. Skærmen vises ikke, når den er tilsluttet en pc.
- Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
- Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen.

Meddelelsen "Signal Error" vises på skærmen.

Eksempel:



- Kontrollér, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens (se [4.2 Understøttede opløsninger](#) [► 37]).
- Genstart pc'en.
- Vælg den relevante indstilling i hjælpeprogrammet til grafikkortet. Se brugervejledningen til grafikkortet for at få flere oplysninger.

Meddelelsen "DP Unsupported" (DP understøttes ikke) vises på skærmen



- Kontrollér, om det tilsluttede kabel er et signalkabel anbefalet af EIZO.
- Kontrollér, om USB-C på den tilsluttede enhed understøtter videosignaludgang (DisplayPort Alt Mode). Kontakt producenten af enheden for at få flere oplysninger.
- Tilslut med et DisplayPort-kabel eller et HDMI-kabel.

4 Specifikationer

4.1 Liste over specifikationer

4.1.1 Type

RX670	Antiblænding
RX670-AR	Antirefleks

4.1.2 LCD-panel

Type	Farve (IPS)
Baggrundsllys	LED
Størrelse	30,0" (76,2 cm)
Opløsning	3280 prikker x 2048 linjer
Visningsområde (H x V)	645,5 mm x 403,0 mm
Pixelafstand (vandret x lodret)	0,197 mm x 0,197 mm
Farvegengivelse	10-bit farver (DisplayPort/USB-C): Op til 1,07 mia. farver (ud af en farvepalet på ca. 543 mia. farver) 8-bit (DisplayPort/HDMI): 16,77 mio. farver (ud af en farvepalet på ca. 543 mia. farver)
Synsvinkel (vandret/lodret, typisk)	178°/178°
Anbefalet lysstyrke	500 cd/m ²
Kontrastforhold (typisk)	1800:1
Reaktionstid (typisk)	25 ms (sort -> hvid -> sort)

4.1.3 Videosignaler

Indgangsterminaler	DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1, HDMI x 1
Udgangsterminaler	USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1
Vandret scanningsfrekvens	31-127 kHz
Lodret scanningsfrekvens ^{*1}	59-61 Hz (720 x 400: 69-71 Hz)
Rammesynkroniseringstilstand	59-61 Hz
Dot clock	25-440 MHz

^{*1} Lodret scanningsfrekvens understøttes alt efter opløsningen. Se [4.2 Understøttede opløsninger](#) [▶ 37] for at få mere information.

4.1.4 USB

Port	Opad	USB-C x 1, USB-B x 2
	Nedad	USB-C x 3, USB-B x 1
Standard		USB Specification Revision 2.0
Kommunikationshastighed		480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps
Strømforsyning	Opad	USB-C: Maks. 94 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,7 A)
	Nedad	USB-A: Maks. 500 mA pr. port USB-C: Maks. 15 W (5 V / 3 A)

4.1.5 Netværk

Port	RJ-45 (USB LAN-adapter)
Understøttede operativsystemer ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32-bit/64-bit) macOS Sierra (10.12) eller nyere
LAN pr. kabel	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} EIZO-support stopper, når supporten fra leverandøren af operativsystemet stopper.

4.1.6 Strøm

Indgang	100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A
Maks. strømforbrug	279 W eller mindre ^{*1}
Energisparetilstand	0,5 W eller mindre ^{*2}
Standbytilstand	0,5 W eller mindre ^{*3}

^{*1} Når en ekstern belastning er tilsluttet, "Mode": "4-Custom", "Brightness": "100%", RadiLight Focus er slået til, RadiLight Area Brightness er maksimalt

^{*2} Når DisplayPort-import bruges, og USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "Power Save": "High", "DP Power Save": "On", "One Cable PbyP": "Off", RadiLight Focus er tilsluttet, RadiLight Focus er slået fra, ingen ekstern belastning er tilsluttet

^{*3} Når USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "DP Power Save": "On", "One Cable PbyP": "Off", RadiLight Focus er tilsluttet, RadiLight Focus er slået fra, ingen ekstern belastning er tilsluttet

4.1.7 Fysiske specifikationer

Dimensioner (B x H x D)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (Vip: 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (Vip: 30°)
Dimensioner (B x H x D) (uden fod)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Nettovægt	Ca. 15,8 kg
Nettovægt (uden fod)	Ca. 11,7 kg
Højdejusteringsområde	100 mm (Vip: 0°)
Vip	Op 30°, ned 5°
Drej	70°

4.1.8 Krav til driftsmiljø

Temperatur	0 °C–35 °C
Luftfugtighed	20 %–80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Lufttryk	540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Transport-/opbevaringsbetingelser

Temperatur	-20 °C–60 °C
Luftfugtighed	10 %–90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Lufttryk	200 hPa–1060 hPa

4.2 Understøttede opløsninger

Skærmen understøtter følgende opløsninger:

✓: Understøttet, -: Ikke understøttet

Opløsning	Lodret opdateringsfrekvens (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Visning med ét vindue	PbyP-visning	PinP-visning	Visning med ét vindue	PinP-visning
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 x 2048	59,985	-	✓ ^{*1}	-	-	-
1920 x 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2560 x 1600	59,972	-	-	-	✓ ^{*2}	-
3280 x 2048	59,981	✓ ^{*1}	-	-	✓ ^{*3}	-

*1 Anbefalet opløsning

*2 Anbefalet opløsning, når "LMM Mode (HDMI)" er indstillet til "On" i "Administrator Settings"

*3 Anbefalet opløsning, når "LMM Mode (HDMI)" er indstillet til "Off" i "Administrator Settings"

4.3 Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgængeligt separat.

Besøg vores websted for at få oplysninger om det nyeste ekstraudstyr og de nyeste kompatible grafikkort.

(www.eizoglobal.com)

Kalibreringssæt	RadiCS UX2 Ver.5.1.3 eller nyere RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 eller nyere
Network QC-administrationssoftware	RadiNET Pro Ver.5.1.3 eller nyere
Rengøringssæt	ScreenCleaner
VESA-adapter til tynd klient eller mini-pc	PCSK-R1
Signalkabel (USB-C – DisplayPort)	CP200

Bilag

Medicinske standarder

- Det skal sikres, at det endelige system overholder kravet i IEC60601-1.
- Strømforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske bølger, der kan påvirke eller begrænse skærmen eller resultere i fejlfunktion. Installer udstyret i kontrollerede omgivelser, hvor sådanne påvirkninger undgås.

Klassifikation af udstyret

- Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Klasse I
- EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
- Klassifikation af medicinsk enhed (EU): Klasse I
- Driftstilstand: Kontinuerlig
- IP-klasse: IPX0

EMC-erklæring

RadiForce RX670 er i stand til at gengive medicinske billeder korrekt.

Miljøer for tiltænkt brug

RadiForce RX670 er beregnet til brug i et miljø som angivet nedenfor.

- Professionelle sygeplejemiljøer såsom klinikker og hospitaler
- Domiciler såsom plejehjem og private boliger, i sundhedssektoren

Følgende miljøer er ikke egnede til brug af RadiForce RX670:

- Sundhedssektoren, ekskl. domiciler
- I nærheden af kirurgisk udstyr med høj frekvens såsom elektrokirurgiske knive
- I nærheden af kortbølgeterapeutisk udstyr
- RF-afskærmet rum for medicinsk udstyrssystemer til MRI
- I afskærmet placering Særlige miljøer
- Installeret i køretøjer, herunder ambulancer
- Andre særlige miljøer

ADVARSEL

- RadiForce RX670 kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende EMC og skal installeres. Du skal omhyggeligt læse EMC-information og afsnittet "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" i dette dokument og overholde følgende instruktioner, når produktet installeres og betjenes.

ADVARSEL

- RadiForce RX670 bør ikke bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr. Hvis RadiForce-serien skal bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr, skal det kontrolleres, at det udstyr eller system, som RadiForce-serien indgår i, fungerer korrekt.

ADVARSEL

- Ved brug af bærbart RF-kommunikationsudstyr skal udstyret eller systemet holdes 30 cm (12 tommer) eller mere væk fra alle dele, herunder kabler, på RadiForce RX670. Ellers kan det medføre forringelse af udstyrets ydeevne.

ADVARSEL

- Enhver, som tilslutter yderligere udstyr til indgangssignaler eller udgangssignaler i forbindelse med konfigurationen af et medicinsk system, er ansvarlig for at sikre, at systemet overholder kravene i IEC60601-1-2.

ADVARSEL

- Rør ikke ved stikkene til signalindgangen/-udgangen under brug af RadiForce RX670. Dette kan påvirke det viste billede.

**ADVARSEL**

- Sørg for at bruge kablerne, der er fastgjort til produktet, eller kabler anbefalet af EIZO. Brug af andre kabler end dem, der er anbefalet af EIZO til dette udstyr, kan medføre en stigning i de elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr samt fejlagtig drift.

Signalport	Maks. kabellængde	Afskærmning	Ferritkerne	Anbefalet kabel
DisplayPort	3 m	Afskærmet	Uden ferritkerner	PP300-V14
HDMI	3 m	Afskærmet	Med ferritkerner	HH300PR
USB-C (opad)	1,5 m	Afskærmet	Uden ferritkerner	CC150SS81G-5A
USB-C (nedad)	2 m	Afskærmet	Uden ferritkerner	-
USB-B (opad)	3 m	Afskærmet	Med ferritkerner	UU300/MD-C93
USB-A (nedad)	3 m	Afskærmet	Uden ferritkerner	-
Ethernet	30 m	Uafskærmet	Uden ferritkerner	-
Netstrømsindgang (eller netstrømsindgang)	3 m	Uafskærmet	Uden ferritkerner	Med jordledning

Tekniske beskrivelser**Elektromagnetiske emissioner**

RadiForce RX670 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor.

Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 skal sikre, at RadiForce RX670 bruges i et sådant miljø.

Emissionstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner CISPR11	Gruppe 1	RadiForce RX670 bruger kun RF-energi til interne funktioner. RF-emissionerne er derfor meget begrænsede og vil sandsynligvis ikke medføre interferens med elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner CISPR11	Klasse B	RadiForce RX670 er velegnet til tilslutning til alle strømkilder, herunder strømkilder i private hjem og strømkilder, der er direkte forbundet til lavspændingsforsyningsnet, som forsyner bygninger, der benyttes til boligformål.
Harmoniske emissioner IEC61000-3-2	Klasse D	
Spændingssvingninger /flimmeremissioner IEC61000-3-3	Overholder bestemmelserne	

Elektromagnetisk immunitet

RadiForce RX670 er testet for følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til testkravene (T) til professionelle sygeplejemiljøer og sundhedssektoren som angivet i IEC60601-1-2.

Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 skal sikre, at produktet bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest	Testniveau (T)	Overensstemmelse sniveau (C)	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV kontaktafladning ±15 kV luftafladning	±8 kV kontaktafladning ±15 kV luftafladning	Gulve bør være af træ, beton eller keramikfliser. Hvis gulve er dækket af syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Elektriske, hurtige transienter/ bygetransienter IEC61000-4-4	±2 kV strømforsyningsledninger ±1 kV indgangs-/udgangsledninger	±2 kV strømforsyningsledninger ±1 kV indgangs-/udgangsledninger	Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten i et typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø.
Overspændinger IEC61000-4-5	±1 kV ledning til ledning ±2 kV ledning til jord	±1 kV ledning til ledning ±2 kV ledning til jord	Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten i et typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø.
Spændingsdyk, korte udfald og spændingsvariationer på strømforsyningslinjer IEC61000-4-11	0 % U_T (100 % fald i U_T) 0,5 cyklusser og 1 cyklus 70 % U_T (30 % fald i U_T) 25 cyklusser / 50 Hz 0 % U_T (100 % fald i U_T) 250 cyklusser / 50 Hz	0 % U_T (100 % fald i U_T) 0,5 cyklusser og 1 cyklus 70 % U_T (30 % fald i U_T) 25 cyklusser / 50 Hz 0 % U_T (100 % fald i U_T) 250 cyklusser / 50 Hz	Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten i et typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø. Hvis brugeren af RadiForce RX670 ønsker uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at RadiForce RX670 forsynes med strøm fra en nødstrømsforsyning eller et batteri.
Magnetfelter med netfrekvenser IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Magnetfelter med netfrekvenser bør være på niveauer, der forekommer i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Produktet bør holdes mindst 15 cm væk fra kilden til magnetfelterne med netfrekvenser under brug.

Immunitetstest	Testniveau (T)	Overensstemmelse sniveau (C)	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Ledningsbårne forstyrrelser induceret af RF-felter IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms ISM ^{*1} - og amatørradio ^{*2} -bånd mellem 150 kHz og 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af RadiForce RX670, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, der beregnes ud fra den relevante ligning for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Indstrålede RF-felter IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Hvor "P" er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og "d" er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste radiosendere, som er fastlagt med en elektromagnetisk undersøgelse på stedet ^{*3} , bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde ^{*4} . Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol. 

Bemærk

- U_T er AC-netspænding før aktivering af testniveauet.
- Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
- Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

^{*1} ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

^{*2} 0,15 MHz til 80 MHz amatørradiobåndene er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.

^{*3} Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobile radioer, amatørradio, AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges nøjagtigt rent teoretisk. Man bør overveje en elektromagnetisk undersøgelse af stedet for at vurdere det

elektromagnetiske miljø fra faste radiosendere. Hvis feltstyrken, hvor RadiForce RX670 bruges, ifølge målinger overstiger ovennævnte gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal RadiForce RX670 observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være nødvendigt at foretage yderligere målinger og ændre retning eller placering af RadiForce RX670.

- *4 I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart eller mobilt radiokommunikationsudstyr og RadiForce RX670

RadiForce RX670 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor indstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en mindste sikkerhedsafstand (30 cm) mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce RX670. RadiForce RX670 er testet ved følgende overensstemmelsesniveauer (C) for de krævede testniveauer (T) for immunitet over for de elektromagnetiske proksimitetsfelter i følgende RF-kommunikationstjenester.

Testfrekvens (MHz)	Båndbredde ^{*1} (MHz)	Tjeneste ^{*1}	Modulation ^{*2}	Testniveau (T) ^{*3} (V/m)	Overensstemmelsesniveau (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Pulsmodulation ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz afvigelse 1 kHz sinus	28	28
710 745 780	704 – 787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulation ^{*2} 217 Hz	9	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulation ^{*2} 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-bånd 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulation ^{*2} 217 Hz	28	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulation ^{*2} 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulation ^{*2} 217 Hz	9	9

*1 For nogle tjenester er kun uplink-frekvensen medtaget.

*2 Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

*3 Testniveauer er beregnet med maksimal effekt og 30 cm sikkerhedsafstand.

Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 kan dæmpe interferens forårsaget af nærtliggende magnetfelter ved at bevare en afstand på minimum 15 cm mellem RF-senderen og RadiForce RX670. RadiForce RX670 er blevet afprøvet til følgende overensstemmelsesniveauer (C) for de krævede testniveauer (T) for immunitet over for nærtliggende magnetfelter.

Testfrekvens	Modulation	Testniveau (T) (A/m)	Overensstemmelsesniveau (C) (A/m)
30 kHz	CW (kontinuerlig bølge)	8	8
134,2 kHz	Pulsmodulation ^{*1} 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Pulsmodulation ^{*1} 50 kHz	7,5	7,5

^{*1} Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

For andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) bør der opretholdes en mindste sikkerhedsafstand mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce RX670, som anbefalet nedenfor, afhængigt af kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel maksimal udgangseffekt for senderen (W)	Sikkerhedsafstand afhængigt af senderens frekvens (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand "d" i meter (m) beregnes ud fra den relevante ligning for senderens frekvens, hvor "P" er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge producentens oplysninger.

Bemærk

- Ved 80 MHz og 800 MHz skal sikkerhedsafstanden for et højere frekvensområde anvendes.
- Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670