



Upute za upotrebu

RadiForce® RX670

LCD monitor u boji

Važno

Prije upotrebe obavezno pročitajte Upute za upotrebu i Priručnik za postavljanje.

- Informacije o postavkama monitora i podešavanju monitora potražite u Priručniku za postavljanje.
- Najnovije informacije o proizvodu, uključujući Upute za upotrebu, dostupne su na našem web-mjestu.

www.eizoglobal.com

SIMBOLI

U ovom priručniku i proizvodu upotrebljavaju se dolje navedeni simboli. Oni ukazuju na važne informacije. Pažljivo ih pročitajte.

 UPOZORENJE	Nepridržavanje informacija označenih kao UPOZORENJE može imati za posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.
 OPREZ	Nepridržavanje informacija označenih kao OPREZ može dovesti do umjerenih ozljeda i/ili oštećenja imovine ili proizvoda.
	Označava upozorenje ili oprez. Primjerice,  označava opasnost „strujni udar“.
	Ukazuje na zabranjenu radnju. Primjerice,  znači „Zabranjeno rastavljanje“.

Ovaj je proizvod posebno podešen za upotrebu na području u kojem je izvorno isporučen. Ako se proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja korporacije EIZO. Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije proizvoda tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.


MJERE OPREZA

Važno

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u kojem je izvorno isporučen. Ako se proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.

Pažljivo pročitajte odlomak „MJERE OPREZA“ i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne zaštite i pravilnog održavanja.

Mjesto gdje su navedene mjere opreza



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Simboli na jedinici

Symbol	Ovaj simbol označava
	Glavna sklopka napajanja: pritisnite da biste isključili napajanje monitora.
	Glavna sklopka napajanja: pritisnite da biste uključili napajanje monitora.
	Gumb napajanja: Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.
	Izmjenična struja
	Upozorava na opasnost od električnog udara
	OPREZ
	WEEE oznaka: proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu reciklirati.
	CE oznaka: Oznaka sukladnosti s propisima EU-a u skladu s odredbama Direktive Vijeća i/ili Uredbe (EU).
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po narudžbi ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.
	Medicinski proizvod u EU-u

MJERE OPREZA

Simbol	Ovaj simbol označava
EU Importer	Uvoznik u EU-u
	Oznaka koja ukazuje na sukladnost s propisima Ujedinjene Kraljevine
	Odgovorna osoba u Ujedinjenoj Kraljevini
	Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj
	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici




UPOZORENJE

 UPOZORENJE
Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah isključite sve priključke za napajanje i kontaktirajte lokalnog zastupnika tvrtke EIZO. Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.
 UPOZORENJE
Nemojte rastavljati jedinicu ni izvoditi preinake na njoj. Otvaranje ormarića može dovesti do požara, strujnog udara ili opekline zbog visokog napona ili vrućih dijelova. Vršanje preinaka na jedinici može dovesti do požara ili strujnog udara. 
 UPOZORENJE
Prepustite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju. Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.
 UPOZORENJE
Držite strane predmete ili tekućine dalje od jedinice. Metalni dijelovi, zapaljivi materijali ili tekućine koji slučajno padnu u ormarić mogu rezultirati vatrom, strujnim udarom ili oštećenjem opreme. Ako neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu iz napajanja. Prije ponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer. 
 UPOZORENJE
Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto. Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti, što može dovesti do ozljede. Ako jedinica padne, odmah isključite napajanje i potražite savjet od lokalnog zastupnika tvrtke EIZO. Nemojte upotrebljavati oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim udarom.

 UPOZORENJE Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu. U protivnom može nastati požar, strujni udar ili oštećenje opreme. • Jedinicu nemojte držati vani. • Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima, automobilima i slično). • Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini. • Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon (kupaonica, kuhinja i slično). • Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan dodir sa zaslonom. • Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka. • Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. • Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinom. • Proizvod nemojte stavljati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon). • Proizvod nemojte stavljati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim.	
 UPOZORENJE Držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba i djece. Plastične vrećice za pakiranje mogu izazvati gušenje.	
 UPOZORENJE Rabite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u svojoj zemlji. Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može nastati požar ili strujni udar. Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz	
 UPOZORENJE Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite. Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara. OK	
 UPOZORENJE Oprema mora biti spojena na uzemljenu mrežnu utičnicu. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.	

 UPOZORENJE Koristite ispravan napon. - Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog navedenom u ovim „Uputama za upotrebu“ može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme. Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz - Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
 UPOZORENJE Kabelom napajanja rukujte pažljivo. Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja, povlačiti ili vezati kabel napajanja. Upotreba oštećenog kabla napajanja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. 
 UPOZORENJE Operater ne smije dodirnuti pacijenta dok dira proizvod. Ovaj proizvod nije namijenjen da ga diraju pacijenti. 
 UPOZORENJE Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti. Dodirivanje može dovesti do strujnog udara. 
 UPOZORENJE Pri pričvršćivanju stalka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom i instalirajte jedinicu na siguran način. U suprotnom može doći do odvajanja jedinice, što može dovesti do ozljede i/ili oštećenja opreme. Prije instalacije provjerite mehaničku čvrstoću stolova, zidova i drugih površina za instalaciju. Ako jedinica padne, odmah isključite napajanje i potražite savjet od lokalnog zastupnika tvrtke EIZO. Nemojte upotrebljavati oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Pri ponovnom pričvršćivanju stalka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.
 UPOZORENJE Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama. Ako bilo koji dio vaše kože dođe u izravan dodir s pločom, dobro ga isperite. Ako vam tekući kristali uđu u oči ili usta, odmah ih isperite velikom količinom vode i potražite liječničku pomoć. U suprotnom možete imati toksičnu reakciju. 
 UPOZORENJE Zatražite pomoć profesionalca prilikom ugradnje na visokim lokacijama. Kad ugrađujete na visoki lokacijama, postoji rizik od pada proizvoda te izazivanja ozljede. Prilikom ugradnje monitora zatražite pomoć od profesionalca specijaliziranog za građevinske radove, a to uključuje provjeru je li proizvod oštećen ili postoje oštećenja prije i nakon ugradnje monitora.

OPREZ

 OPREZ Nemojte izravno gledati u izvor pozadinskog osvjetljenja ili svjetla za obavljanje zadataka. Potencijalno može izazvati nelagodu u očima ili poteškoće s vidom.
 OPREZ Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na nosač svjetla za obavljanje zadataka. Savijanje ili uvijanje nosača primjenom jake sile može dovesti do njegova oštećenja ili kvara.
 OPREZ Prije upotrebe provjerite radno stanje. Započnite uporabu nakon što utvrdite da nema problema s prikazanom slikom. Pri uporabi više jedinica započnite uporabu nakon što utvrdite da se slike prikazuju ispravno.
 OPREZ Dobro pričvrstite kabele koji imaju pričvrstne elemente. Ako nisu dobro pričvršćeni, kabele se mogu odvojiti te se zbog toga slike mogu prekinuti, a vaše radnje poremetiti.
 OPREZ Pri premještanju jedinice odspojite kabele i uklonite dodatnu opremu. U suprotnom, kabele i dodatna oprema mogli bi se odvojiti prilikom pomicanja i dovesti do ozljede.
 OPREZ Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima. • Prilikom pomicanja proizvoda čvrsto držite dno monitora. • Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu uključene barem 2 osobe. • Ako vaš model uređaja ima ručku na stražnjoj strani monitora, uhvatite i čvrsto držite dno i ručku monitora. Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljeda ili oštećenja opreme.    
 OPREZ Pazite da si ne uštinete ruke. Ako naglo primijenite silu na monitor da biste prilagodili visinu ili kut, možete uštinuti i ozlijediti ruke.

 OPREZ	Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću. • Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete. • Nemojte instalirati jedinicu na mjesto sa slabom ventilacijom ili premalo prostora. • Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako. Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.	
 OPREZ	Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama. Dodirivanje može dovesti do strujnog udara. 	
 OPREZ	Oko utikača ne postavljajte nikakve predmete. Tako ćete moći isključiti utikač u slučaju problema kako biste izbjegli požar ili strujni udar.	
 OPREZ	Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora. Prašina, voda ili ulje koji se drže za ovo područje mogu dovesti do požara.	
 OPREZ	Prije čišćenja isključite jedinicu iz napajanja. Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.	
 OPREZ	Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite utikač iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.	
 OPREZ	Odložite ovaj proizvod u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonima države u kojoj se nalazite.	
 OPREZ	Za korisnike na području EGP-a i Švicarske: Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.	

Obavijesti uz ovaj monitor

Indikacije za upotrebu

Proizvod je namijenjen za prikazivanje radioloških slika koje osposobljenim medicinskim stručnjacima služe za pregled, analizu i postavljanje dijagnoze. Prikazivanje nije namijenjeno za mamografiju.

Pažnja

- Ovaj proizvod nije namijenjen za in vitro dijagnostičku upotrebu.
- Proizvod možda neće biti pokriven jamstvom za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se rabi kabel napajanja priložen s proizvodom i signalni kabeli koje je naveo EIZO.
- Uz ovaj proizvod upotrebljavajte samo dodatne proizvode tvrtke EIZO koje je navela tvrtka EIZO.

Mjere opreza za uporabu

- Dijelovi (poput LCD panela i ventilatora) mogu se oštetiti ako se upotrebljavaju tijekom dužeg razdoblja. Redovito provjeravajte funkcioniraju li normalno.
- Kad se slika na zaslonu promijeni nakon što se dulje vrijeme prikazivala ista slika, slika može ostati u pozadini. Koristite čuvar zaslona ili funkciju uštede energije da biste izbjegli prikazivanje iste slike tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Slika u pozadini može se pojaviti i nakon kratkog vremena, ovisno o prikazanoj slici. Da biste uklonili takvu pojavu, promijenite sliku ili pričekajte da napajanje ostane isključeno nekoliko sati.
- Potrebno je oko nekoliko minuta da se stabilizira zaslon monitora. Prije upotrebe monitora pričekajte nekoliko minuta ili dulje nakon što ste uključili monitor ili ga ponovno aktivirali iz štednog načina rada.
- Ako monitor radi neprekidno tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti mrlje ili se slika može trajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito isključujete monitor.
- Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ovisno o uzroku korištenja, takvo korištenje tijekom dugih neprekidnih razdoblja može prouzročiti da se pozadinsko svjetlo ranije istroši i da je potrebna njegova zamjena. Ako se zaslon zatamni ili počne treperiti, kontaktirajte lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.
- Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka. Razlog tomu su karakteristike same LCD ploče, a ne kvar proizvoda.
- Nemojte čvrsto pritiskati površinu ili vanjski okvir LCD ploče jer to može dovesti do neispravnog prikaza, poput uzoraka interferencije itd. Ako se na površinu LCD ploče stalno primjenjuje pritisak, može doći do oštećenja tekućih kristala ili LCD ploče. (Ako na LCD ploči ostanu tragovi pritiska, ostavite monitor neko vrijeme s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom će možda nestati.)
- LCD ploču nemojte grebati ni pritiskati oštre predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja LCD ploče. Nemojte brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
- Nemojte dodirivati ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Tako možete smanjiti točnost mjerenja ili oštetiti opremu.
- U zavisnosti od okruženja, vrijednost koju izmjeri ugrađeni senzor osvjetljenja može se razlikovati od vrijednosti prikazane na samostalnom mjeraču osvjetljenja.
- Kondenzacija se može pojaviti na površini ili u unutrašnjosti ovog proizvoda kada se on unese u hladnu prostoriju, ako dođe do naglog porasta temperature ili kada se ovaj

proizvod premjesti iz hladne u toplu prostoriju. U tom slučaju nemojte uključivati proizvod. Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja proizvoda.

Da bi monitor dugo radio

Kontrola kvalitete

- Na kvalitetu zaslona monitora utječu razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda. Obavljajte vizualne provjere i testove periodične konstantnosti (uključujući provjeru sivih tonova) kako bi se bilo sukladno s medicinskim standardima/smjernicama prema vašoj primjeni te obavljajte kalibraciju po potrebi. Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS (opcijski) omogućava vam provedbu kontrole kvalitete koja ispunjava medicinske norme/smjernice.
- Nakon uključivanja monitora ili ponovnog aktiviranja monitora iz štednog načina rada pričekajte 15 minuta ili dulje pa tek onda provedite različita ispitivanja kontrole kvalitete, kalibraciju ili podešavanje zaslona monitora.
- Preporučujemo da monitore namjestite na preporučenu ili nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i da bi se zadržala stabilna svjetlina.
- Kako biste prilagodili rezultate mjerenja integriranog kalibracijskog senzora (integrirani prednji senzor) rezultatima vanjskog senzora koji se prodaje odvojeno, izvedite korelaciju između integriranog prednjeg senzora i vanjskog senzora upotrebom softvera RadiCS (neobavezna dodatna oprema) / RadiCS LE (priložen). Periodička korelacija omogućuje vam održavanje rezultata mjerenja integriranog prednjeg senzora na razini koja je jednaka onoj vanjskog senzora. Pojediniosti o korelaciji potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS / RadiCS LE.

Pažnja

- Status zaslona monitora može se neočekivano promijeniti zbog pogreške u radu ili neočekivane promjene postavke. Nakon podešavanja zaslona monitora preporučuje se da monitor upotrebljavate sa zaključanim sklopkama rada. Pojediniosti o postavljanju potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

Čišćenje

- Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled proizvoda i produljio njegov radni vijek.
- Mrlje se s proizvoda mogu ukloniti tako da dio meke krpe namočite vodom i nježno brišete. Alternativno, za brisanje možete upotrijebiti naše sredstvo ScreenCleaner.

Pažnja

- Ne dopustite da tekućine dođu u izravan kontakt s proizvodom. Ako dođu, odmah ih obrišite.
- Ne dopustite da tekućine uđu u utore ili unutrašnjost proizvoda.
- Kada se za čišćenje ili dezinfekciju koristite kemikalijama, kemikalije poput alkohola ili dezinficijensa mogu prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili blijedenje boje proizvoda te pogoršanje kvalitete slike. Kemijska sredstva nemojte upotrebljavati često.
- Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti proizvod.
- Više informacija o čišćenju i dezinfekciji potražite na našem web-mjestu. Kako obaviti provjeru: Za pretraživanje posjetite www.eizoglobal.com i unesite „disinfect” u okvir za pretraživanje web-mjesta.

Dezinfekcija upotrebom kemikalija

- Za dezinfekciju proizvoda preporučujemo upotrebu kemikalija koje smo mi testirali (vidjeti tablicu u nastavku). Imajte na umu da upotreba tih proizvoda nije jamstvo da se proizvod neće oštetiti ili narušiti.

Kategorija	Vrsta kemikalije	Primjer proizvoda
Na temelju alkohola	Medicinski alkohol (etilni alkohol)	Etanol
Na temelju alkohola	Izopropanol	Izopropilni alkohol (IPA)
Klor	Natrijev hipoklorit	Purelox
Biguanid	Klorheksidin-glukonat	Otopina Hibitanea
Na temelju alkohola	Benzalkonijev klorid	Welpas
Na temelju aldehida	Glutaral	SteriHyde
Na temelju aldehida	Glutaral	Cidex Plus28
Amfoterni surfaktant	Alkildiaminoetilglicin-hidroklorid	Otopina satenidin

Za ugodno korištenje monitora

- Iznimno taman ili svijetao zaslon može biti štetan za vaše oči. Svjetlinu monitora podesite u skladu s uvjetima okoline.
- Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
- Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

Upozorenja i odgovornost u vezi s kibernetičkom sigurnošću

- Ažuriranje firmvera treba sprovести uz nadzor tvrtke EIZO Corporation ili njezinog zastupnika.
- Ako EIZO Corporation ili njezin zastupnik savjetuju da ažurirate firmver, učinite to odmah.

POGLAVLJE

MJERE OPREZA	3
Važno	3
Mjesto gdje su navedene mjere opreza	3
Simboli na jedinici	3
UPOZORENJE.....	5
OPREZ.....	8
Obavijesti uz ovaj monitor.....	10
Indikacije za upotrebu	10
Mjere opreza za uporabu	10
Da bi monitor dugo radio.....	11
Kontrola kvalitete	11
Čišćenje	11
Dezinfekcija upotrebom kemikalija.....	12
Za ugodno korištenje monitora.....	12
Upozorenja i odgovornost u vezi s kibernetičkom sigurnošću	12
1 Uvod	15
1.1 Značajke.....	15
1.1.1 Slobodan raspored.....	15
1.1.2 Jednostavni električni vodovi	15
1.1.3 Podržava prikaz videozapisa i napajanje putem povezivanja jednim USB Type-C kablom	15
1.1.4 Hibridni monokromatski prikaz i prikaz u boji.....	16
1.1.5 Kontrola kvalitete	16
1.1.6 Funkcija priključne stanice	16
1.1.7 Opremljeno funkcijom osvjetljenja (RadiLight).....	16
1.1.8 Dizajn koji štedi prostor	17
1.1.9 Korištenje monitora s mišom i tipkovnicom	17
1.2 Sadržaj pakiranja	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 Upotreba RadiCS LE	19
1.3 Kontrole i funkcije.....	20
1.3.1 Prednja strana.....	20
1.3.2 Stražnja strana	21
2 Postavljanje / spajanje	23
2.1 Prije instalacije	23
2.1.1 Uvjeti postavljanja	23
2.2 Spajanje kabela.....	24

2.3	Pričvršćivanje funkcije RadiLight Focus (svjetlo za obavljanje zadataka).....	29
2.4	Uključivanje napajanja	29
2.5	Prilagodba visine i kuta zaslona.....	30
2.6	Pričvršćivanje pokrova priključnice	31
2.7	Upotreba funkcija RadiLight Area / RadiLight Focus	32
3	Nema slike.....	33
4	Specifikacije.....	35
4.1	Popis specifikacija.....	35
4.1.1	Vrsta.....	35
4.1.2	LCD panel	35
4.1.3	Videosignali.....	35
4.1.4	USB.....	35
4.1.5	Mreža	36
4.1.6	Napajanje.....	36
4.1.7	Fizičke specifikacije	36
4.1.8	Zahtjevi za radnu okolinu	36
4.1.9	Uvjeti za transport/skladištenje	36
4.2	Podržane razlučivosti	37
4.3	Dodatna oprema	37
	Dodatak	38
	Medicinska norma	38
	Klasifikacija opreme	38
	EMK podaci	39
	Okruženja za predviđenu namjenu	39
	Tehnički opisi	40


1 Uvod

Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1.1 Značajke

1.1.1 Slobodan raspored

- Ovaj proizvod opremljen je funkcijama PbyP (slika pored slike) i PinP (slika u slici) koje mogu prikazati do tri signala istovremeno.




- Monitor pruža funkciju One Cable PbyP koja prikazuje slike u načinu PbyP korištenjem samo jednog signalnog kabela.

1.1.2 Jednostavni električni vodovi

Monitor je opremljen izlaznim USB Type-C® (USB-C®) priključkom.


Putem izlaznog priključka moguće je reproducirati signal na drugom monitoru.



1.1.3 Podrška prikaz videozapisa i napajanje putem povezivanja jednim USB Type-C kabelom

Ovaj proizvod opremljen je USB-C priključnicom te podržava prijenos videosignala (način rada Alt sučelja DisplayPort™) i napajanje (USB Power Delivery).

Opskrbljuje povezano prijenosno računalo snagom od najviše 94 W kad se upotrebljava kao vanjski monitor.



Napomena

- Da bi se mogli prikazivati videosignali, povezani uređaj mora podržavati prijenos videosignala (način rada Alt sučelja DisplayPort).
- Da bi se mogla upotrebljavati funkcija punjenja, povezani uređaj mora podržavati punjenje putem tehnologije USB Power Delivery.
- Samo kad se upotrebljavaju sljedeći USB kabele može se vršiti napajanje snagom od maksimalno 94 W:
 - CC150SS81G-5A (priložen)
- Povezani uređaji mogu se puniti i u slučaju da se monitor nalazi u načinu uštede energije.

1.1.4 Hibridni monokromatski prikaz i prikaz u boji


Kada je omogućena funkcija Hybrid Gamma PXL (Hibridne game PXL), ovaj proizvod automatski razlikuje monokromatske dijelove i dijelove u boji iste slike na razini piksela te ih prikazuje u za njih optimalnim gradijentima.

1.1.5 Kontrola kvalitete

- Monitor ima ugrađen kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Ovaj senzor omogućuje monitoru obavljanje kalibracije (SelfCalibration) i provjeru sivih tonova zasebno.
- Pomoću isporučenog softvera RadiCS LE možete provesti kalibraciju monitora i upravljati poviješću.
- Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete koja ispunjava medicinske standarde/smjernice.

1.1.6 Funkcija priključne stanice

Ovaj monitor opremljen je LAN priključkom i USB konzentradorom koji omogućavaju da se upotrebljava kao priključna stanica. Povezivanjem USB-C kabela stvarate stabilno mrežno okruženje, čak i na prijenosnim ili tablet računalima koja nisu opremljena LAN priključcima. Također možete upotrebljavati periferne uređaje i pametne telefone za punjenje kompatibilne s USB-om (pogledajte poglavlje „Upotreba funkcije priključne stanice“ u Priručniku za instalaciju).


**1.1.7 Opremljeno funkcijom osvjetljenja (RadiLight)**

RadiLight Area (pozadinsko osvjetljenje)

- RadiLight Area funkcija je pozadinskog osvjetljenja ugrađena u monitor. Njome se prostorija neizravno osvjetljava sa stražnje strane monitora, što omogućuje učinkovito tumačenje radioloških nalaza u uvjetima slabog osvjetljenja.


RadiLight Focus (svjetlo za obavljanje zadataka)

- RadiLight Focus odvojivo je svjetlo za obavljanje zadataka. Pruža osvjetljenje prostora za rad tijekom čitanja, pisanja dokumenata ili upotrebe tipkovnice.



1.1.8 Dizajn koji štedi prostor

Monitor je opremljen s više USB priključnica (za spajanje monitora na računalo). Možete upotrebljavati više računala s jednim kompletom USB uređaja (miš, tipkovnica itd.).



1.1.9 Korištenje monitora s mišom i tipkovnicom

Zahvaljujući softveru za kontrolu kvalitete monitora RadiCS / RadiCS LE, možete obavljati sljedeće radnje monitora pomoću miša i tipkovnice:

- Prebacivanje između načina rada CAL Switch
- Prebacivanje između ulaznih signala
- Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i prikazuje sliku (Point-and-Focus)
- Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)
- Prebacivanje između računala koja upotrebljavaju USB uređaje (Switch-and-Go)
- Ulazak u način rada za uštedu energije (Backlight Saver)
- Značajka koja privremeno povećava svjetlinu radi bolje vidljivosti dijagnostičkih slika (Instant Backlight Booster)

Napomena

- Softver RadiCS / RadiCS LE omogućava vam da prikazete ili sakrijete PinP podzaslon i istodobno se prebacujete između računala koja se koriste za upravljanje USB uređajima. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS / RadiCS LE.

1.2 Sadržaj pakiranja

Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja od ovih stavki nedostaje ili je oštećena, obratite se svom dobavljaču ili lokalnom zastupniku tvrtke EIZO.

Napomena

- Preporučljivo je da kutiju i ambalažni materijal sačuvate kako bi se mogli koristiti za premještanje ili prijenos ovog proizvoda.

- Monitor
- Kabel napajanja



- Kabel digitalnog signala (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Kabel digitalnog signala (HDMI – HDMI): HH300PR x 1



- USB 2.0 kabel (USB-A – USB-B): UU300 x 2



- USB-C kabel (USB-C u USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- Pokrov priključnice (lijevo)
- Pokrov priključnice (desno)
- RadiLight Focus (svjetlo za obavljanje zadataka)
- Disk s uslužnim programima za EIZO LCD monitore (CD-ROM)
- Upute za upotrebu

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM sadrži sljedeće stavke. Postupke pokretanja softvera ili referentne postupke datoteka potražite u datoteci „Readme.txt“ na disku.

- Datoteka Readme.txt
- Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS LE (za Windows)
- Korisnički priručnik
 - Upute za upotrebu ovog monitora
 - Priručnik za instalaciju monitora
 - Korisnički priručnik za RadiCS LE
- Vanjske dimenzije

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE vam omogućava da obavljate sljedeće radnje kontrole kvalitete i radnje povezane s monitorom. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE.

Kontrola kvalitete

- Obavljanje kalibracije
- Prikazivanje rezultata testa u obliku popisa i izrada izvješća o testu

- Postavljanje cilja za SelfCalibration i rasporeda provedbe

Radnje povezane s monitorom

- Prebacivanje između načina rada CAL Switch
- Prebacivanje između ulaznih signala
- Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i prikazuje sliku (Point-and-Focus)
- Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)
- Prebacivanje između računala koja upotrebljavaju USB uređaje (Switch-and-Go)
- Ulazak u način rada za uštedu energije (Backlight Saver)
- Značajka koja privremeno povećava svjetlinu radi bolje vidljivosti dijagnostičkih slika (Instant Backlight Booster)
- Značajka koja automatski prilagođava svjetlinu monitora kako bi odgovarala razini sobnog osvjetljenja kada se postavi na način Text (Tekst) (Auto Brightness Control)

Pažnja

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije RadiCS LE podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju RadiCS LE možete preuzeti s naše web stranice: (www.eizoglobal.com) |
|---|


1.2.3 Upotreba RadiCS LE

Informacije o instalaciji i upotrebi softvera RadiCS LE potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE (na CD-ROM-u).

Pri uporabi RadiCS LE povežite monitor s računalom isporučenim USB kabelom. Više informacija o povezivanju s monitorom potražite u dijelu [2.2 Spajanje kabela](#) ► 24].


1.3 Kontrole i funkcije

1.3.1 Prednja strana



1. Integrirani prednji senzor (prenosivi)	Ovaj senzor koristi se za obavljanje kalibracije i provjere sivih tonova.
2. Senzor osvjetljenja	Ovaj senzor mjeri osvjetljenje u okolini. Mjerenje osvjetljenja u okolini obavlja se pomoću softvera za kontrolu kvalitete RadiCS / RadiCS LE.
3. Sklopke rada	Prikazuje funkcijski vodič. Postavite izbornike u skladu s funkcijskim vodičem.
4. Sklopka napajanja	Uključuje ili isključuje napajanje. Kad uključite napajanje, zasvijetlit će pokazivač sklopke. Pokazivač mijenja boju ovisno o radnom stanju monitora. Zeleno svjetlo: normalan način rada, Narančasto svjetlo: način rada za uštedu energije, Isključeno svjetlo: isključen monitor ili isključeno mrežno napajanje

1.3.2 Stražnja strana



1. RadiLight Area (pozadinsko osvjetljenje)	Funkcija pozadinskog osvjetljenja ugrađena u monitor. Njome se neizravno osvjetljava prostorija sa stražnje strane monitora.
2. Stalak	Prilagođava visinu i kut (nagib i zakretanje) monitora.
3. Glavna sklopka napajanja	Uključuje ili isključuje mrežno napajanje. ○ : Isključeno, : Uključeno
4. Priključnica napajanja	Spaja kabel napajanja.
5. Utor za sigurnosnu bravu	U skladu sa sigurnosnim sustavom Kensington's MicroSaver.
6. Držak kabela	Omogućava urednu organizaciju kabela.
7. USB-A priključnica (za spajanje dodatnih uređaja na monitor)	Vrši povezivanje na periferni USB uređaj (pogledajte poglavlje „Upotreba funkcije priključne stanice“ u Priručniku za instalaciju).
8. Priključnica svjetla za obavljanje zadataka	Povezuje se na RadiLight Focus.
9. HDMI priključnica	Služi za povezivanje računala s HDMI izlazom signala.
10. DisplayPort priključnica	Služi za povezivanje računala s DisplayPort izlazom signala.

11. USB-C priključnica (za spajanje monitora na računalo)	Povezuje se na računalo s USB-C izlazom. Tako se također prenosi USB signal koji je nužan za upotrebu softvera koji zahtijeva USB vezu ili funkciju priključne stanice (pogledajte poglavlje „Upotreba funkcije priključne stanice“ u Priručniku za instalaciju).
12. USB-C priključnica (za spajanje dodatnih uređaja na monitor)	Za serijsko povezivanje spojite kabel na USB-C priključnicu za spajanje monitora na računalo s drugog monitora. Možete povezati i periferni USB uređaj (pogledajte poglavlje „Upotreba funkcije priključne stanice“ u Priručniku za instalaciju).
13. LAN priključak	Povezuje se na mrežni koncentrator ili usmjerivač s LAN kabelom radi upotrebe mrežne veze za funkciju priključne stanice (pogledajte poglavlje „Upotreba funkcije priključne stanice“ u Priručniku za instalaciju).
14. USB-B priključnica (za spajanje monitora na računalo)	Povezuje se na računalo prilikom upotrebe softvera za koji je nužna USB veza na računalu bez USB-C veze ili prilikom upotrebe funkcije USB koncentratora ovog proizvoda.

2 Postavljanje / spajanje

2.1 Prije instalacije

Pažljivo pročitajte [MJERE OPREZA \[▶ 3\]](#) i uvijek pratite upute.

Ako ovaj proizvod smjestite na lakirani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume. Prije upotrebe provjerite površinu stola.

2.1.1 Uvjeti postavljanja

Ako monitor ugrađujete u ormar (rack), pobrinite se da oko bočnih strana te donje i gornje strane monitora ima dovoljno mjesta.

Pažnja
• Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.


2.2 Spajanje kabela

Pažnja

- Provjerite jesu li monitor, računalo i periferni uređaji isključeni prije povezivanja.
- Prilikom zamjene monitora koji trenutno upotrebljavate ovim monitorom, pogledajte [4.2 Podržane razlučivosti \[► 37\]](#) kako biste promijenili računalne postavke razlučivosti i frekvencije vertikalnog skeniranja na one koje su raspoložive za ovaj monitor, prije povezivanja na računalo.
- Ako je kabele teško umetnuti, prilagodite kut zaslona.


1. Spajanje signalnih kabela.
Provjerite oblik priključnica i spojite kabele.

U prikazu na jednom zaslonu



Pažnja


- Prema zadanim postavkama prikazuje se signal DisplayPort 1 priključnice. Ako želite prikazati signal druge priključnice, prebacite ulazni signal (pogledajte poglavlje „Prebacivanje ulaznih signala“ u Priručniku za instalaciju).
- Ako USB-C ne upotrebljavate samo za prikaz videozapisa, već i za kontrolu kvalitete monitora putem softvera RadiCS / RadiCS LE i povezivanje USB uređaja (perifernih uređaja kompatibilnih s USB-om), trebate postaviti „USB Selection“ na „USB-C“ u izborniku Setting (Podešavanje). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- HDMI® signali će se možda prikazivati u ograničenom rasponu.

U prikazu PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)**Pažnja**

- Za prikaz PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) trebate konfigurirati „PbyP Settings“ u izborniku Setting (Podešavanje). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Kad upotrebljavate prikaz PbyP s dvaju računala, upotreba određenih funkcija kontrole kvalitete, kao što je kalibracija, može biti ograničena.

U prikazu PinP (podzaslon)

Primjer: Upotreba HDMI priključnice


**Pažnja**

- Za prikaz PinP (podzaslon) trebate konfigurirati postavku „PinP Settings“ u izborniku Setting (Podešavanje). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Kad se HDMI signal prikazuje na jednom zaslonu, funkcija prikaza PinP (podzaslon) ne može se upotrebljavati.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Kad povezujete druge monitore serijskim povezivanjem

Signal koji se šalje DisplayPort 1 priključnici ili USB-C priključnici (za spajanje monitora na računalu: ) reproducirat će se na drugom monitoru.

**Pažnja**

- Posjetite web stranicu EIZO za informacije o monitorima i grafičkim pločama koji se može koristiti za serijsko spajanje:
(www.eizoglobal.com)
- Za postavljanje serijskog povezivanja povežite se na DisplayPort 1 priključnicu ili USB-C priključnicu (za spajanje monitora na računalu: ). Usto trebate konfigurirati postavku „Daisy Chain“ u izborniku Administrator Settings (Postavke administratora). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Kapica je pričvršćena na USB-C (za spajanje dodatnih uređaja: ) ulaz prema zadanim postavkama. Skinite kapicu prije upotrebe.

2. Priključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitor.
Potpuno umetnite kabel napajanja u monitor.
3. Ako ne upotrebljavate USB-C vezu, a upotrebljavate softver RadiCS / RadiCS LE ili povezujete USB uređaje (periferne uređaje koje podržava USB) na monitor, povežite USB 2.0 kabel s USB-B priključnice monitora na USB-A priključnicu računala.


**Pažnja**

- Prilikom povezivanja monitora s računalom na kojem je instaliran RadiCS / RadiCS LE, izvršite povezivanje na USB-B 1 () ili USB-C (za spajanje monitora za računalu: ) priključnicu.
- Skinite kapicu prije upotrebe priključnice USB-B 2 (). Usto, promijenite postavku „USB Selection“ u izborniku Setting (Podešavanje) (pogledajte poglavlje „USB Selection“ u Priručniku za instalaciju).

2.3 Pričvršćivanje funkcije RadiLight Focus (svjetlo za obavljanje zadataka)

Pričvrstite RadiLight Focus (svjetlo za obavljanje zadataka) na priključnicu svjetla za obavljanje zadataka monitora.

Može se pričvrstiti samo u položaju prema dolje, okomito na priključnicu.



Da biste ga skinuli, izvucite ga dok okrećete dio koji se pričvršćuje na monitor u smjeru označenom brojem 1 na slici.

2.4 Uključivanje napajanja

1. Dodirnite  za uključivanje napajanja monitora.
Pokazivač sklopke napajanja na monitoru će zasvijetliti zeleno.
Ako pokazivač napajanja ne svijetli, pogledajte [3 Nema slike ► 33](#).

Napomena

- Kada dodirnete bilo koju sklopku rada osim  dok je napajanje monitora isključeno,  počinje treperiti kako biste znali gdje se nalazi sklopka napajanja.

2. Uključite računalo.
Pojavljuje se slika zaslona.
Ako se slika ne pojavi, pogledajte za dodatni savjet [3 Nema slike ► 33](#).

Pažnja


- Prilikom prvog povezivanja ili mijenjanja načina povezivanja postavke zaslona poput rezolucije ili omjera zaslona možda neće biti odgovarajuće. Provjerite jesu li postavke za računalo ispravno konfigurirane.
- Za potrebe uštede energije preporučujemo da gumb napajanja bude postavljen u isključeni položaj. Kada ne upotrebljavate monitor, isključite izvor glavnog napajanja ili odvojite utikač za napajanje radi sigurnog prekida napajanja.

Napomena

- Da bi se maksimalno produžio vijek trajanja monitora smanjenjem degradacije svjetline te da bi se smanjila potrošnja energije, obavite sljedeće:
 - Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu ili monitoru.
 - Isključite monitor nakon upotrebe.

2.5 Prilagodba visine i kuta zaslona


Držite gornji i donji ili lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u optimalan položaj za obavljanje zadataka.

**Pažnja**


- Nakon završetka podešavanja, provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.
- Nakon podešavanja visine i kuta provucite kabele kroz držač kabela.
- Dok podešavate kut ili položaj monitora tijekom pričvršćivanja svjetla za obavljanje zadataka, pripazite da ne primjenjujete silu na svjetlo. Time biste mogli oštetiti priključnicu ili nosač.

2.6 Pričvršćivanje pokrova priključnice

1. Organizirajte kabele u držaču kabela



2. Pričvrstite pokrov priključnice



Primjer: Pričvršćivanje pokrova priključnice (desno)

Paznja

- Provjerite je li čvrsto pričvršćen kako bi se vršila pravilna ventilacija unutrašnjosti monitora.

Napomena

- Da biste skinuli pokrov priključnice, povucite ga prema sebi.

2.7 Upotreba funkcija RadiLight Area / RadiLight Focus

1. Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni.
2. Uključite/isključite RadiLight Area ili RadiLight Focus koristeći sklopke rada.
Prilagodite svjetlinu funkcije RadiLight Area.



Gumb za uključivanje/isključivanje funkcije
RadiLight Focus

Pojačavanje svjetline / Smanjenje svjetline / Uključivanje/isključivanje

Pažnja

- Zbog varijacija u LED svjetlima mogu postojati razlike u boji i svjetlini čak i kod istog proizvođača.
- Koristeći funkciju RadiLight Area, ne možete postići dovoljnu razinu osvjjetljenja u okruženjima u nastavku.
 - Ako je udaljenost od zida ili stropa velika
 - Ako su zid ili strop izrađeni od materijala koji ne pružaju dobar odraz ili su tamnih boja
- Kad mijenjate smjer funkcije RadiLight Focus, prilagodite kut držeći i vrh i nosač.

Napomena

- Za pojedinoosti o postavljanju funkcije RadiLight Area pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

3 Nema slike

Pokazivač sklopke napajanja ne svijetli

- Provjerite je li kabel napajanja ispravno spojen.
- Uključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora.
- Dodirnite .
- Isključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora, a zatim je ponovno uključite za nekoliko minuta.

Pokazivač sklopke napajanja svijetli: Zeleno

- Povećajte „Brightness“, „Contrast“ ili „Gain“ u izborniku Setting (Podešavanje). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Isključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora, a zatim je ponovno uključite za nekoliko minuta.

Pokazivač sklopke napajanja svijetli: Narančasto

- Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Pomaknite miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.
- Provjerite je li računalo uključeno.
- Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Spojite signalne kabele na priključnice odgovarajućeg ulaznog signala.
- Isključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora, a zatim je ponovno uključite.

Pokazivač sklopke napajanja treperi: Narančasto, zeleno

- Povežite pomoću signalnog kabela prema specifikacijama tvrtke EIZO. Zatim isključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora i ponovno je uključite za nekoliko minuta.

Na zaslonu će se prikazati poruka „No Signal”.

Primjer:




- Gore prikazana poruka može se pojaviti jer neka računala ne emitiraju izlazni signal odmah nakon uključivanja.
- Provjerite je li računalo uključeno.
- Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Spojite signalne kabele na priključnice odgovarajućeg ulaznog signala.
- USB-C (za spajanje dodatnih uređaja na monitor: ) upotrebljava se za izlaz pri serijskom spajanju. Zaslom se ne prikazuje čak ni kada je povezan na računalo.
- Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

- Isključite glavnu sklopku napajanja na stražnjoj strani monitora, a zatim je ponovno uključite.

Na zaslonu će se prikazati poruka „Signal Error”.

Primjer:



- Provjerite je li računalo konfigurirano tako da odgovara razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora (pogledajte [4.2 Podržane razlučivosti \[► 37\]](#)).
- Ponovo podignite sustav računala.
- Odaberite odgovarajuću postavku pomoću uslužnog programa grafičke kartice. Pojediniosti potražite u Korisničkom priručniku grafičke kartice.

Na zaslonu će se prikazati poruka „DP Unsupported“ (DP nepodržan)



- Provjerite je li povezan signalni kabel koji preporučuje tvrtka EIZO.
- Provjerite podržava li USB-C povezanih uređaja izlaz videosignala (načina rada Alt sučelja DisplayPort). Obratite se proizvođaču uređaja za više pojedinosti.
- Povežite kabel DisplayPort ili HDMI kabel.

4 Specifikacije

4.1 Popis specifikacija

4.1.1 Vrsta

RX670	Protiv odsjaja
RX670-AR	Protiv odraza

4.1.2 LCD panel

Vrsta	U boji (IPS)
Pozadinsko osvjetljenje	LED
Veličina	30,0" (76,2 cm)
Razlučivost	3280 točaka x 2048 linija
Veličina prikaza (H x V)	645,5 mm x 403,0 mm
Veličina piksela (H x V)	0,197 mm x 0,197 mm
Boje prikaza	10-bitna boja (DisplayPort / USB-C): do 1,07 milijardi boja (iz palete od otprilike 543 milijarde boja) 8-bitne boje (DisplayPort / HDMI): 16,77 milijuna boja (iz palete od otprilike 543 milijarde boja)
Kut prikaza (V / O, tipično)	178° / 178°
Preporučena svjetlina	500 cd/m ²
Omjer kontrasta (tipični)	1800:1
Vrijeme odgovora (tipično)	25 ms (crno -> bijelo -> crno)

4.1.3 Videosignali

Ulazni priključci	DisplayPort x 2, USB-C (način rada Alt sučelja DisplayPort) x 1, HDMI x 1
Izlazni priključci	USB-C (način rada Alt sučelja DisplayPort) x 1
Frekvencija horizontalnog skeniranja	31 kHz – 127 kHz
Frekvencija vertikalnog skeniranja ^{*1}	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)
Sinkroni način rada kadra	59 Hz – 61 Hz
Frekvencija točaka	25 MHz – 440 MHz

^{*1} Podržana frekvencija vertikalnog skeniranja varira ovisno o razlučivosti. Za više informacija pogledajte [4.2 Podržane razlučivosti](#) ► 37].

4.1.4 USB

Priključak	Za spajanje monitora za računalo	USB-C x 1, USB-B x 2
	Za spajanje dodatnih uređaja na monitor	USB-A x 3, USB-C x 1
Norma	USB Specification Revision 2.0	
Brzina komunikacije	480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s	
Napajanje	Za spajanje monitora za računalo	USB-C: Maksimalno 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,7 A)
	Za spajanje dodatnih uređaja na monitor	USB-A: Maksimalno 500 mA po priključku USB-C: Maksimalno 15 W (5 V/3 A)

4.1.5 Mreža

Priključak	RJ-45 (USB LAN prilagodnik)
Podržani operacijski sustavi ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32 bitni / 64 bitni) macOS Sierra (10.12) ili noviji
Žičana LAN mreža	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} Tvrtka EIZO prestat će s pružanjem podrške kada podršku prestane pružati prodavač operacijskog sustava.

4.1.6 Napajanje

Ulaz	100 – 240 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz, 2.80 – 1.20 A
Maksimalna potrošnja energije	279 W ili manje ^{*1}
Način rada za uštedu energije	0,5 W ili manje ^{*2}
Način rada pripravnosti	0,5 W ili manje ^{*3}

^{*1} Kad se poveže vanjsko opterećenje, „Mode”: „4-Custom”, „Brightness”: „100%”, uključen je uređaj RadiLight Focus, a svjetlina je na maksimalnoj vrijednosti u značajci RadiLight Area

^{*2} Kad se upotrebljava ulaz DisplayPort, a USB priključak za spajanje monitora na računalo nije spojen, „Power Save”: „High”, „DP Power Save”: „On”, „One Cable PbyP” : „Off”, spojen je uređaj RadiLight Focus, isključen je uređaj RadiLight Focus, nije spojeno vanjsko opterećenje

^{*3} Kada USB priključak za spajanje monitora na računalo nije spojen, „DP Power Save”: „On”, „One Cable PbyP” : „Off”, spojen je uređaj RadiLight Focus, isključen je uređaj RadiLight Focus, nije spojeno vanjsko opterećenje

4.1.7 Fizičke specifikacije

Dimenzije (Š x V x D)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (nagib: 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (nagib: 30°)
Dimenzije (Š x V x D) (bez stalka)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Neto težina	Pribl. 15,8 kg
Neto Težina (bez postolja)	Pribl. 11,7 kg
Raspon prilagodbe visine	100 mm (Nagib: 0°)
Nagib	Gore 30°, dolje 5°
Zakretanje	70°

4.1.8 Zahtjevi za radnu okolinu

Temperatura	0 °C – 35 °C
Vlažnost	20 % – 80 % R.V. (bez kondenzacije)
Tlak zraka	540 hPa – 1060 hPa

4.1.9 Uvjeti za transport/skladištenje

Temperatura	-20 °C – 60 °C
Vlažnost	10 % – 90 % R.V. (bez kondenzacije)
Tlak zraka	200 hPa – 1060 hPa

4.2 Podržane razlučivosti

Monitor podržava sljedeće razlučivosti:

✓: podržano, -: nije podržano

Razlučivost	Vertikalna frekvencija skeniranja (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Prikaz na jednom zaslonu	Prikaz PbyP	Prikaz PinP	Prikaz na jednom zaslonu	Prikaz PinP
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 x 2048	59,985	-	✓ ^{*1}	-	-	-
1920 x 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2560 x 1600	59,972	-	-	-	✓ ^{*2}	-
3280 x 2048	59,981	✓ ^{*1}	-	-	✓ ^{*3}	-

*1 Preporučena razlučivost

*2 Preporučena razlučivost kad je „LMM Mode (HDMI)“ postavljena na „On“ u „Administrator Settings“

*3 Preporučena razlučivost kad je „LMM Mode (HDMI)“ postavljena na „Off“ u „Administrator Settings“

4.3 Dodatna oprema

Sljedeća dodatna oprema prodaje se odvojeno.

Za najnovije informacije o neobaveznoj dodatnoj opremi i informacije o najnovijoj kompatibilnoj grafičkoj kartici pogledajte našu web stranicu.

(www.eizoglobal.com)

Komplet za kalibraciju	RadiCS UX2 Ver.5.1.3 ili noviji RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 ili noviji
Softver za mrežno QC upravljanje	RadiNET Pro Ver.5.1.3 ili noviji
Pribor za čišćenje	ScreenCleaner
VESA adapter za tanki klijent ili mini računalo	PCSK-R1
Signalni kabel (USB-C – DisplayPort)	CP200

Dodatak

Medicinska norma

- Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1.
- Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor, ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju u kojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme

- Vrsta zaštite od strujnog udara: Klasa I
- EMK klasa: IEC60601-1-2, grupa 1, klasa B
- Klasifikacija medicinskog uređaja (EU): Klasa I
- Način rada: Neprekidno
- IP klasa: IPX0

EMK podaci

Uređaj RadiForce RX670 ima mogućnost ispravnog prikazivanja medicinskih snimaka.

Okruženja za predviđenu namjenu

Uređaj RadiForce RX670 namijenjen je za upotrebu u okruženju koje je navedeno u nastavku:

- okruženja u ustanovama za stručnu zdravstvenu njegu, kao što su klinike i bolnice
- mjesta prebivališta, kao što su rezidencije i domovi, u okruženjima za kućnu zdravstvenu njegu.

Sljedeća okruženja nisu prikladna za upotrebu uređaja RadiForce RX670:

- okruženja za kućnu njegu, osim na mjestima prebivališta
- U blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
- Okruženja u blizini kratkovalnih instrumenata za liječenje
- Prostorije zaštićene od RF zračenja u kojima se nalazi medicinska oprema za MR
- U zaštićenim posebnim okruženjima
- U vozilima, uključujući vozila hitne pomoći
- Druga posebna okruženja



UPOZORENJE

- Uređaj RadiForce RX670 zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora se ugraditi. Morate pažljivo pročitati dijelove „EMK podaci“ i „MJERE OPREZA“ u ovom dokumentu te se pridržavati svih uputa prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.



UPOZORENJE

- Uređaj RadiForce RX670 ne smije se upotrebljavati u blizini druge opreme ili naslagan na drugu opremu. Ako su upotreba u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.



UPOZORENJE

- Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili više do svih dijelova, uključujući kabele, uređaja RadiForce RX670. U suprotnom može doći do pogoršanja performansi ove opreme.



UPOZORENJE

- Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze te konfigurira medicinski sustav odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima standarda IEC60601-1-2.



UPOZORENJE

- Ne dirajte ulazne/izlazne priključnice signala tijekom upotrebe uređaja RadiForce RX670. To može negativno utjecati na prikazanu sliku.

**UPOZORENJE**

- Obavezno upotrebljavajte kabele pričvršćene za proizvod ili kabele koje preporučuje tvrtka EIZO. Ako se s ovom opremom upotrebljavaju kabele koje nije preporučila tvrtka EIZO, može doći do povećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti te nepravilnog rada.

Signalni priključak	Maks. duljina kabela	Zaštita	Feritna jezgra	Preporučeni kabel
DisplayPort	3 m	Zaštićen	Bez feritnih jezgri	PP300-V14
HDMI	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama	HH300PR
USB-C (za spajanje monitora za računalo)	1,5 m	Zaštićen	Bez feritnih jezgri	CC150SS81G-5A
USB-C (za spajanje dodatnih uređaja na monitor)	2 m	Zaštićen	Bez feritnih jezgri	-
USB-B (za spajanje monitora za računalo)	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama	UU300 / MD-C93
USB-A (za spajanje dodatnih uređaja na monitor)	3 m	Zaštićen	Bez feritnih jezgri	-
Ethernet	30 m	Nezaštićen	Bez feritnih jezgri	-
AC dovod (ili AC ulaz)	3 m	Nezaštićen	Bez feritnih jezgri	S uzemljenjem

Tehnički opisi**Elektromagnetske emisije**

Uređaj RadiForce RX670 namijenjen je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku.

Kupac ili korisnik uređaja RadiForce RX670 treba potvrditi da se uređaj RadiForce RX670 upotrebljava u takvom okruženju.

Test emisije	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje – upute
RF emisije CISPR11	Grupa 1	Uređaj RadiForce RX670 upotrebljava RF energiju samo za svoje interne funkcije. Stoga je njegova RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju s obližnjom elektroničkom opremom.
RF emisije CISPR11	Klasa B	Uređaj RadiForce RX670 pogodan je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja opskrbljuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.
Harmonijske emisije IEC61000-3-2	Klasa D	
Kolebanja napona / treperenje IEC61000-3-3	U skladu	

Elektromagnetska otpornost

Uređaj RadiForce RX670 testiran je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima testiranja (T) za okruženja u ustanovama za stručnu zdravstvenu njegu i okruženjima za kućnu zdravstvenu njegu navedenim u normi IEC60601-1-2.

Kupac ili korisnik uređaja RadiForce RX670 treba se pobrinuti da se uređaj upotrebljava u takvom okruženju.

Test otpornosti	Razina testiranja (T)	Razina usklađenosti (C)	Elektromagnetsko okruženje – upute
Elektrostatičko pražnjenje(ESD) IEC61000-4-2	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim materijalom, relativna vlažnost treba biti najmanje 30 %.
Brze električne prijelazne pojave / kratki impulsi IEC61000-4-4	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Udarni prenaponi IEC61000-4-5	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Padovi napona, kratki prekidi i varijacije napona na električnim ulaznim vodovima IEC61000-4-11	0 % U_T (pad od 100 % vrijednosti U_T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U_T (pad od 30 % vrijednosti U_T) 25 ciklusa / 50 Hz 0 % U_T (pad od 100 % vrijednosti U_T) 250 ciklusa / 50 Hz	0 % U_T (pad od 100 % vrijednosti U_T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U_T (pad od 30 % vrijednosti U_T) 25 ciklusa / 50 Hz 0 % U_T (pad od 100 % vrijednosti U_T) 250 ciklusa / 50 Hz	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje. Ako je korisniku uređaja RadiForce RX670 potreban neprekidan rad tijekom prekida u mreži, preporučuje se da se RadiForce RX670 napaja putem neprekidnog izvora napajanja ili baterije.
Magnetska polja frekvencije napajanja IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Magnetska polja frekvencije napajanja trebaju biti na razinama koje su tipične za lokaciju u tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju. Proizvod se mora držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od izvora magnetskih polja frekvencije napajanja tijekom upotrebe.

Test otpornosti	Razina testiranja (T)	Razina usklađenosti (C)	Elektromagnetsko okruženje – upute
Vodene smetnje koje uzrokuju RF polja IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz 6 Vrms ISM ^{*1} i amaterski radijski ^{*2} pojasevi između 150 kHz i 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Prenosiva i mobilna RF komunikacijska oprema ne smiju se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu uređaja RadiForce RX670, uključujući kabele, nego što je preporučena udaljenost izračunata jednadžbom primjenjivom na frekvenciju prijenosnika. Preporučena udaljenost $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Zračena RF polja IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz – 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz – 2,7 GHz Pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika, a „d“ je preporučena udaljenost u metrima (m). Jačine polja fiksnih RF odašiljača, kako su utvrđene elektromagnetskim ispitivanjem lokacije ^{*3} , trebaju biti manje od razine usklađenosti u svakom frekvencijskom rasponu ^{*4} . Može doći do smetnji u blizini opreme označene sljedećim simbolom. 

Napomena

- U_T predstavlja mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testa.
- Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.
- Ove smjernice za vodene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.

^{*1} ISM pojasevi (industrijski, znanstveni i zdravstveni) između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

^{*2} Amaterski radiofrekvencijski pojasevi između 0,15 MHz i 80 MHz iznose od 1,8 MHz do 2,0 MHz, od 3,5 MHz do 4,0 MHz, od 5,3 MHz do 5,4 MHz, od 7 MHz do 7,3 MHz, od 10,1 MHz do 10,15 MHz, od 14 MHz do 14,2 MHz, od 18,07 MHz do 18,17 MHz, od 21,0 MHz do 21,4 MHz, od 24,89 MHz do 24,99 MHz, od 28,0 MHz do 29,7 MHz i od 50,0 MHz do 54,0 MHz.

^{*3} Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radiotelefone (mobilne/bežične telefone) i zemaljske mobilne radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski predvidjeti s preciznošću. Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog mjesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava uređaj RadiForce RX670 premašuje

gore navedenu primjenjivu razinu RF usklađenosti, uređaj RadiForce RX670 treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje uređaja RadiForce RX670.

- *4 Iznad frekvencijskog raspona od 150 KHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.

Preporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i uređaja RadiForce RX670

Uređaj RadiForce RX670 namijenjen je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane. Kupac ili korisnik uređaja RadiForce RX670 može suzbiti elektromagnetske interferencije održavanjem minimalne udaljenosti (30 cm) između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i uređaja RadiForce RX670. Uređaj RadiForce RX670 testiran je na sljedećim razinama usklađenosti (C) za potrebne razine testiranja (T) otpornosti na elektromagnetska polja u blizini kod sljedećih RF komunikacijskih usluga.

Mjerna frekvencija (MHz)	Širina pojasa ^{*1} (MHz)	Usluga ^{*1}	Modulacija ^{*2}	Razina testiranja (T) ^{*3} (V/m)	Razina usklađenost i (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulacija pulsa ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM odstupanje od ±5 kHz sinus od 1 kHz	28	28
710	704 – 787	LTE pojas 13, 17	Modulacija pulsa ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pojas 5	Modulacija pulsa ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pojas 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacija pulsa ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pojas 7	Modulacija pulsa ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulacija pulsa ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Za neke usluge uključene su samo odlazne frekvencije.

*2 Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

*3 Razine testiranja izračunate su primjenom maksimalne snage i udaljenosti od 30 cm.

Klijent ili korisnik uređaja RadiForce RX670 može suzbiti smetnje uzrokovane magnetskim poljima u blizini održavanjem minimalne udaljenosti (15 cm) između RF prijenosnika i uređaja RadiForce RX670. Uređaj RadiForce RX670 testiran je pri sljedećim razinama usklađenosti (C) za potrebne razine testiranja (T) otpornosti na magnetsko polje u blizini.

Mjerna frekvencija	Modulacija	Razina testiranja (T) (A/m)	Razina usklađenosti (C) (A/m)
30 kHz	CW (kontinuirani val)	8	8
134,2 kHz	Modulacija pulsa* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulacija pulsa* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

Za drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) primjenjuje se minimalna udaljenost između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i uređaja RadiForce RX670 koja je preporučena u nastavku, u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalna izlazna snaga prijenosnika (W)	Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost „d“ u metrima (m) može se procijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.

Napomena

- Pri 80 MHz i 800 MHz mora se primijeniti udaljenost za veći frekvencijski raspon.
- Ove smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH EC REP
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited UK Responsible Person
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG CH REP
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670