



Návod na použitie

RadiForce® RX670

Farebný LCD monitor

Dôležité upozornenie

Pred použitím si prečítajte návod na použitie a návod na inštaláciu.

- Nastavenia a úpravy monitora sú opísané v návode na inštaláciu.
- Najnovšie informácie o výrobku vrátane návodu na použitie nájdete na našom webe.

www.eizoglobal.com

SYMBOLY

V tomto návode a v tomto výrobku sa používajú nasledujúce symboly. Označujú dôležité informácie. Dôkladne si ich prečítajte.

 VÝSTRAHA	Nedodržanie informácií vo VÝSTRAHE môže mať za následok vážne zranenie a ohrozenie života.
 UPOZORNENIE	Nedodržanie informácií v UPOZORNENÍ môže mať za následok stredne vážne zranenie alebo poškodenie výrobku alebo iného majetku.
	Označuje výstrahu alebo upozornenie.  napríklad znamená nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
	Označuje zakázaný úkon.  napríklad znamená zákaz rozoberania.

Tento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne dodaný.

Ak sa používa mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EIZO Corporation sa žiadna časť tohto návodu nesmie reprodukovat', uchovávať vo vyhľadávacích systémoch, ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky, mechanicky ani inak. Spoločnosť EIZO Corporation nie je povinná zachovávať dôvernosť k akýmkoľvek poskytnutým materiálom alebo informáciám, ak sa o tom pri prijatí takýchto informácií spoločnosťou EIZO Corporation neuzavrie príslušná dohoda. Napriek tomu, že sme vynaložili maximálne úsilie na zaručenie aktuálnosti informácií uvedených v tomto návode, špecifikácie výrobku EIZO sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôležité upozornenie

Tento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne dodaný. Ak sa používa mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.

V záujme osobnej bezpečnosti a správnej údržby si dôkladne prečítajte časť „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ a výstražné upozornenia na monitore.

Umiestnenie výstražných upozornení



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告

触电危険，请勿打开后盖。

警告

感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.

Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

设备必须连接到接地的电源插座。

電源コードのアースは必ず接地してください。

Symbols na prístroji

Symbol	Tento symbol označuje
	Hlavný vypínač: Stlačením sa vypne napájanie monitora.
	Hlavný vypínač: Stlačením sa zapne napájanie monitora.
	Tlačidlo napájania: Stlačením sa monitor zapne alebo vypne.
	Striedavý prúd
	Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
	UPOZORNENIE
	Symbol OEEZ: Tento výrobok sa musí likvidovať samostatne, jednotlivé materiály možno recyklovať.
	Označenie CE: Označenie zhody s požiadavkami EÚ v súlade s ustanoveniami smernice Rady alebo nariadenia (EÚ).
	Výrobca
	Dátum výroby
	Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na predaj licencovanými odborníkmi v oblasti zdravotníctva alebo na ich objednávku.
	Lekárske zariadenie v EÚ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Symbol	Tento symbol označuje
EU Importer	Dovozca v EÚ
	Značka súladu s predpismi Spojeného kráľovstva
UK Responsible Person	Zodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve
	Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

VÝSTRAHA



VÝSTRAHA

Ak sa z prístroja začne šíriť dym, zápach pripomínajúci horenie alebo zvláštne zvuky, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na zástupcu spoločnosti EIZO.

Pokus o používanie pokazeného prístroja môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.



VÝSTRAHA

Prístroj nerozoberajte ani neupravujte.

Otvorenie skrine môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo popálenie vysokým napätím alebo od dielov s vysokou teplotou. Úpravy prístroja môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



VÝSTRAHA

Všetky druhy opráv prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

Nepokúšajte sa opravovať tento výrobok sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.



VÝSTRAHA

Z blízkosti prístroja odstráňte všetky cudzie predmety alebo tekutiny.

Ak by do skrine spadli kovové súčasti, horľavé materiály alebo kvapaliny, mohli by spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

Ak dôjde k pádu predmetu alebo vyliatiu tekutiny do skrine, prístroj okamžite odpojte. Pred opätovným používaním nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovanému pracovníkovi servisu.




VÝSTRAHA

Prístroj umiestnite na pevný a stabilný povrch.

Ak je prístroj umiestnený na nevhodnom povrchu, môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

Ak prístroj spadne, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti EIZO. Poškodený prístroj nepoužívajte. Používanie poškodeného prístroja môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

 VÝSTRAHA Prístroj používajte na vhodnom mieste. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu výrobku. • Neumiestňujte výrobok do vonkajšieho prostredia. • Neumiestňujte výrobok do žiadnych dopravných prostriedkov (lode, lietadlo, vlak, automobil atď.). • Neumiestňujte výrobok do prašného alebo vlhkého prostredia. • Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by na obrazovku mohla špliechať voda (kúpeľňa, kuchyňa atď.). • Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by obrazovka mohla prichádzať do priameho styku s parou. • Neumiestňujte výrobok blízko tepelných zdrojov alebo zvlhčovačov. • Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. • Neumiestňujte výrobok do prostredia s horľavými plynmi. • Neumiestňujte výrobok na miesta s koróznymi plynmi (napr. oxid siričitý, sírovodík, oxid dusičitý, chlór, amoniak a ozón). • Neumiestňujte výrobok na prašné miesta, miesta s komponentmi, ktoré urýchľujú koróziu v atmosfére (napr. chlorid sodný a síra), vodivými kovmi atď. 
 VÝSTRAHA Uchovávajte plastové vrecúška mimo dosahu detí. Plastové vrecúška môžu spôsobiť udusenie.
 VÝSTRAHA Používajte dodaný napájací kábel a pripojte ho do štandardnej napájacej zásuvky vo vašej krajine. Dbajte na to, aby bolo napätie v rámci menovitého napätia napájacieho kábla. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Napájanie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
 VÝSTRAHA Napájací kábel odpájajte od elektrickej siete potiahnutím za zástrčku. Ťahanie za kábel môže kábel poškodiť, čo môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.  OK   
 VÝSTRAHA Výrobok sa musí pripojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. 

**VÝSTRAHA****Používajte správne napätie.**

- Prístroj je navrhnutý len na používanie so stanoveným napätím. Pripojenie k inému napätiu, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

Napájanie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz

- Nepreťažujte napájací okruh, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

**VÝSTRAHA****S napájacím káblom narábajte opatrne.**

Nepokladajte na napájací kábel ťažké predmety ani za napájací kábel neťahajte. Používanie poškodeného napájacieho kábla môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

**VÝSTRAHA****Obsluha, ktorá sa dotýka výrobku, by sa nemala súčasne dotýkať pacienta.**

Tohto výrobku by sa pacienti nemali dotýkať.

**VÝSTRAHA****Nikdy sa nedotýkajte vidlice a napájacieho kábla počas búrky.**

Dotyk môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

**VÝSTRAHA****Pri pripojení ramenového stojana postupujte podľa používateľskej príručky pre ramenový stojan a zaistite bezpečnú inštaláciu prístroja.**

Prístroj by sa mohol inak odpojiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.

Pred montážou sa uistite, že stoly, steny a všetky ostatné montážne povrchy majú dostatočnú mechanickú pevnosť.

Ak prístroj spadne, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti EIZO. Poškodený prístroj nepoužívajte. Používanie poškodeného prístroja môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Pri opätovnom pripojení sklopného stojana použite tie isté skrutky a pevne ich dotiahnite.

**VÝSTRAHA****Nedotýkajte sa poškodeného LCD panela holými rukami.**

Ak sa akákoľvek časť pokožky dostane do styku s panelom, dôkladne ju umyte.

Ak sa tekuté kryštály dostanú do očí alebo úst, okamžite si ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V opačnom prípade môžete mať toxickú reakciu.





VÝSTRAHA

V prípade inštalácie vo výškach požiadajte o pomoc odborníka.

Pri inštalácii monitora vo výške existuje riziko, že výrobok alebo jeho časti spadnú a spôsobia zranenie. Pri inštalácii monitora požiadajte o pomoc nás alebo odborníka, ktorý sa špecializuje na stavebné práce. To sa týka aj kontroly poškodenia výrobku alebo deformácií pred inštaláciou monitora a po nej.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Nedívejte sa priamo na zdroj svetla podsvietenia alebo pracovného svetla.

Mohli by ste si spôsobiť nepríjemné pocity v očiach a problémy so zrakom.

UPOZORNENIE

Na rameno pracovného svetla nevyvíjajte nadmernú silu.

Ohýbanie alebo krútenie ramena veľkou silou môže viesť k jeho poškodeniu alebo poruche.

UPOZORNENIE

Pred použitím skontrolujte, či výrobok funguje.

S používaním začnite až vtedy, ak sa uistíte, že je zobrazovaný obraz v poriadku.

Ak používate niekoľko monitorov súčasne, začnite ich používať až vtedy, keď sa uistíte, že snímky sa zobrazujú správne.

UPOZORNENIE

Káble, ktoré majú upevňovacie prvky, bezpečne pripevnite.

Ak káble nie sú pevne upevnené, môže dôjsť k ich odpojeniu a následne k výpadku snímok a prerušeniu pracovného postupu.

UPOZORNENIE

Pred premiestňovaním prístroja od neho odpojte káble a príslušenstvo.




V opačnom prípade sa môžu káble a príslušenstvo pri premiestňovaní odpojiť a spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE

Prístroj prenášajte alebo umiestňujte v súlade so stanovenými postupmi.

- Pri premiestňovaní výrobku držte pevne spodok monitora.
- Monitory s obrazovkou s uhlopriečkou 30 palcov a dlhšou sú ťažké. Monitor by mali vybaľovať a prenášať aspoň dve osoby.
- Ak má váš model monitora na zadnej strane rukoväť, uchopte a pevne držte spodok a rukoväť monitora.

Pád prístroja môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.



UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli ruky.

Ak pri nastavovaní výšky alebo sklonu monitora náhle použijete silu, môžete si priškripnúť a poraniť ruky.

 UPOZORNENIE	Nezakrývajte vetracie otvory na skrini. • Na vetracie otvory nekladte žiadne predmety. • Prístroj neinštalujte na miesto s nedostatočným vetraním alebo s nepostačujúcim priestorom. • Prístroj nepoužívajte v polohe naležato ani spodnou stranou nahor. Blokovanie vetracích otvorov bráni riadnemu prúdeniu vzduchu a môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.	
 UPOZORNENIE	Nedotýkajte sa elektrickej vidlice mokrými rukami. Dotyk môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. 	
 UPOZORNENIE	Okolo napájacieho kábla nepokladajte žiadne predmety. Dôvodom je, aby sa uľahčilo odpojenie napájacieho kábla v prípade problémov a zabránilo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.	
 UPOZORNENIE	Pravidelne čistite oblasť okolo napájacej zástrčky a vetrací otvor monitora. Ak sa na týchto plochách usadí prach, voda alebo olej, môže to spôsobiť požiar.	
 UPOZORNENIE	Pred čistením prístroj odpojte. Čistenie prístroja zapojeného do napájacej zásuvky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.	
 UPOZORNENIE	Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, z dôvodu bezpečnosti a šetrenia energiou vypnite vypínač a odpojte napájaciu vidlicu z elektrickej zásuvky.	
 UPOZORNENIE	Tento výrobok je potrebné zlikvidovať v súlade s právnymi predpismi miesta alebo krajiny používania.	
 UPOZORNENIE	V prípade používateľov v oblasti EHP a Švajčiarska: Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s výrobkom, by sa mala nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ alebo pacient sídli.	

Upozornenie pre tento monitor

Indikácie použitia

Tento výrobok je určený na zobrazovanie digitálnych rádiologických snímok na preskúmanie, analýzu a diagnostiku vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi. Obrazovka nie je určená na mamografiu.

Pozor

- Tento výrobok nie je určený na diagnostiku in vitro.
- Záruka na tento výrobok sa nemusí vzťahovať na iné použitie, ako je uvedené v tomto návode.
- Technické údaje uvedené v tejto príručke sa uplatnia iba vtedy, ak sú použité napájacie káble dodané spolu s výrobkom a signálovými káblami stanovenými spoločnosťou EIZO.
- S týmto výrobkom používajte iba príslušenstvo EIZO určené spoločnosťou EIZO.

Upozornenia týkajúce sa používania

- Po dlhšom používaní sa môže znižovať funkčnosť niektorých dielov (napríklad LCD panela alebo ventilátora). Pravidelne kontrolujte, či fungujú normálne.
- Ak sa na obrazovke zobrazoval dlhší čas rovnaký obraz, po zmene obrazu môže na obrazovke chvíľu zostať zvyškový obraz. Používajte funkciu šetriča obrazovky alebo režim úspory energie, aby sa na obrazovke nezobrazoval rovnaký obraz príliš dlho. Zvyškový obraz sa môže objaviť aj po uplynutí krátkeho času, v závislosti od zobrazovaného obrazu. Ak chcete odstrániť tento jav, zmeňte obraz, prípadne nechajte monitor niekoľko hodín vypnutý.
- Stabilizácia displeja monitora trvá niekoľko minút. Po zapnutí monitora alebo po prebudení z režimu úspory energie počkajte niekoľko minút alebo dlhšie a až potom ho začnite používať.
- Ak sa na monitore dlhodobo zobrazuje ten istý obraz, môžu vzniknúť šmuhy alebo môže dôjsť k vypáleniu obrazu. Ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť monitora, odporúčame ho pravidelne vypínať.
- Podsvietenie LCD panela má pevnú životnosť. V závislosti od spôsobu používania, napríklad pri dlhodobom nepretržitom používaní, sa životnosť podsvietenia môže skrátiť. V takom prípade je potrebná výmena. Keď obrazovka stmavne alebo začne blikať, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti EIZO.
- Obrazovka môže obsahovať niekoľko chybných pixelov (ktoré nesvietia vôbec alebo svietia stále). Je to spôsobené vlastnosťami samotného LCD panela a nie je to porucha.
- Netlačte silno na povrch alebo vonkajší okraj rámu LCD panela, pretože to môže spôsobiť poruchu displeja, napríklad vzory rušenia atď. Dlhodobým pôsobením tlaku na povrch LCD panela môže dôjsť k zhoršeniu kvality tekutého kryštálu alebo poškodeniu LCD panela. (Ak na LCD paneli zostanú škvrny po pôsobení tlaku, nechajte na monitore chvíľu čierny alebo biely obraz. Príznaky pravdepodobne zmiznú.)
- LCD panel neškriabte ani naň netlačte ostrými predmetmi, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie. Panel nečistite papierovými vreckovkami, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškriabaniu.
- Nedotýkajte sa zabudovaného kalibračného senzora (integrovaného predného senzora). Mohli by ste tak zhoršiť presnosť merania alebo výrobok poškodiť.
- V závislosti od prostredia sa môže hodnota nameraná vstavaným senzorom osvetlenia líšiť od hodnoty zobrazenej na samostatnom merači osvetlenia.
- Pri preprave tohto výrobku do chladných priestorov, náhlom zvýšení teploty alebo presune z chladnejšieho do teplejšieho prostredia sa môže na povrchu vyvrázať

kondenzácia. V takom prípade výrobok nezapínajte. Počkajte, kým kondenzácia zmizne, pretože inak by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

Dlhodobé používanie monitora

Kontrola kvality

- Kvalita obrazu monitorov je ovplyvnená kvalitou vstupného signálu a stupňom opotrebenia výrobku. Ak chcete splniť zdravotnícke normy a usmernenia pre vašu oblasť použitia, kontrolujte monitor vizuálne a vykonávajte pravidelné testy stálosti (vrátane kontroly stupnice sivej farby). Podľa potreby monitor kalibrujte. Softvér kontroly kvality monitora RadiCS (voliteľný) umožňuje vykonávať kontroly kvality, ktoré sú v súlade so zdravotníckymi normami a usmerneniami.
- Než vykonáte rôzne testy kontroly kvality, kalibráciu alebo nastavenia obrazovky, po zapnutí monitora alebo prebudení z režimu úspory energie počkajte až 15 minút alebo dlhšie.
- Odporúčame, aby ste nastavili monitory na odporúčanú alebo nižšiu úroveň, aby sa obmedzili zmeny svietivosti spôsobené dlhodobým používaním a zaistila stabilná svietivosť.
- Ak chcete prispôsobiť výsledky merania integrovaného kalibračného senzora (integrovaný predný senzor) výsledkom externého senzora, ktorý sa predáva samostatne, vykonajte pomocou softvéru RadiCS (voliteľné príslušenstvo) alebo RadiCS LE (súčasť balenia) koreláciu medzi integrovaným predným senzorom a externým senzorom. Pravidelná korelácia pomáha zachovať výsledok merania integrovaného predného senzora na rovnakej úrovni, akú má externý senzor. Podrobnosti o korelácii nájdete v používateľskej príručke softvéru RadiCS / RadiCS LE.

Pozor

- Stav displeja monitora sa môže neočakávane zmeniť z dôvodu chyby pri prevádzke alebo neočakávanej zmeny nastavenia. Po nastavení obrazovky monitora ho odporúčame používať s uzamknutými ovládacími tlačidlami.
Viac o nastavení sa dozviete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).

Čistenie

- Pravidelným čistením bude výrobok dlho vyzerat' ako nový a predĺži sa jeho životnosť.
- Škvryny na výrobku je možné odstrániť kusom mäkkej tkaniny namočenej vo vode alebo našimi prostriedkami ScreenCleaner a jemným utieraním.

Pozor

- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do priameho styku s kvapalinami. V prípade styku s kvapalinou výrobok okamžite utrite.
- Nedovoľte, aby do medzier a vnútrajšku výrobku vnikli kvapaliny.
- Chemikálie určené na čistenie alebo dezinfekciu, ako je alkohol a dezinfekčný prostriedok, môžu spôsobiť zmenu lesku, zmatnenie, zosvetlenie výrobku, ako aj zhoršenie kvality obrazu. Chemikálie na čistenie nepoužívajte príliš často.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte riedidlo, benzén, vosk ani drsné čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť výrobok.
- Viac informácií o čistení a dezinfekcii nájdete na našej webovej lokalite.
Ako nájsť informácie: Navštívte stránku www.eizoglobal.com a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „disinfect“.

Dezinfekcia chemikáliami

- Pri dezinfikovaní výrobkov odporúčame použiť nami testované chemikálie (pozri nasledujúcu tabuľku). Upozorňujeme, že použitie týchto chemikálií nie je zárukou, že sa výrobok nepoškodí alebo že sa jeho funkčnosť nezhorší.

Kategória	Typ chemikálie	Príklad výrobku
Na báze alkoholu	Francovka (etylalkohol)	Etanol
Na báze alkoholu	Izopropanol	Izopropylalkohol (IPA)
Chlór	Chlórnan sodný	Purelox
Biguanid	Chlórhxidín glukonát	Roztok Hibitane
Na báze alkoholu	Benzalkóniumchlorid	Welpas
Na báze aldehydu	Glutaral	Sterihyde
Na báze aldehydu	Glutaral	Cidex Plus28
Amfoterická povrchovo aktívna látka	Hydrochlorid alkyldiaminoetylglycín	Roztok Satenidin

Pohodlné používanie monitora

- Príliš tmavá alebo svetlá obrazovka môže poškodiť váš zrak. Nastavte jas monitora podľa okolitých podmienok.
- Dlhodobé sledovanie monitora môže spôsobiť únavu očí. Každú hodinu si urobte desaťminútovú prestávku.
- Pozerajte sa na obrazovku z vhodnej vzdialenosti a z vhodného uhla.

Varovania a povinnosti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti

- Aktualizáciu firmvéru je potrebné zveriť spoločnosti EIZO Corporation alebo distribútorovi jej výrobkov.
- Ak spoločnosť EIZO Corporation alebo distribútor jej výrobkov vydá pokyn na aktualizáciu firmvéru, ihneď firmvér aktualizujte.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	3
Dôležité upozornenie	3
Umiestnenie výstražných upozornení	3
Symboly na prístroji	3
VÝSTRAHA	5
UPOZORNENIE	9
Upozornenie pre tento monitor	11
Indikácie použitia.....	11
Upozornenia týkajúce sa používania	11
Dlhodobé používanie monitora	12
Kontrola kvality.....	12
Čistenie	12
Dezinfekcia chemikáliami.....	13
Pohodlné používanie monitora.....	13
Varovania a povinnosti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti.....	13
1 Úvod	16
1.1 Vlastnosti.....	16
1.1.1 Voľné usporiadanie	16
1.1.2 Jednoduché vedenie káblov	16
1.1.3 Podporuje zobrazenie videa a napájanie pomocou jedného kábla USB typu C.....	16
1.1.4 Hybridné čiernobiele a farebné zobrazenie	17
1.1.5 Kontrola kvality.....	17
1.1.6 Funkcia dokovacej stanice	17
1.1.7 Vybavenie funkciou osvetlenia (RadiLight)	17
1.1.8 Priestorovo úsporná konštrukcia.....	18
1.1.9 Ovládanie monitora pomocou myši a klávesnice.....	18
1.2 Obsah balenia	19
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	19
1.2.2 RadiCS LE	19
1.2.3 Používanie softvéru RadiCS LE.....	20
1.3 Ovládacie prvky a funkcie	21
1.3.1 Predná strana	21
1.3.2 Zadná strana.....	22
2 Inštalácia a zapojenie.....	24
2.1 Pred inštaláciou.....	24
2.1.1 Podmienky inštalácie	24
2.2 Pripojenie káblov	25

2.3	Pripojenie jednotky RadiLight Focus (pracovné svetlo)	30
2.4	Zapnutie napájania.....	30
2.5	Nastavenie výšky a uhla obrazovky	31
2.6	Nasadenie krytu konektora	32
2.7	Použitie funkcií RadiLight Area a RadiLight Focus	33
3	Problém – nie je obraz	34
4	Technické údaje	36
4.1	Zoznam technických údajov.....	36
4.1.1	Typ.....	36
4.1.2	LCD panel	36
4.1.3	Videosignály.....	36
4.1.4	USB.....	36
4.1.5	Sieť	37
4.1.6	Napájanie.....	37
4.1.7	Fyzické parametre	37
4.1.8	Požiadavky na prevádzkové prostredie	37
4.1.9	Podmienky pre prepravu a skladovanie.....	37
4.2	Podporované rozlíšenia	38
4.3	Príslušenstvo.....	38
Príloha		39
	Zdravotnícke normy	39
	Klasifikácia zariadenia	39
	Informácie o elektromagnetickej kompatibilite	40
	Prostredia zamýšľaného použitia.....	40
	Technický opis	41


1 Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre farebný LCD monitor EIZO.

1.1 Vlastnosti

1.1.1 Voľné usporiadanie

- Tento výrobok má funkcie PbyP (obraz vedľa obrazu) a PinP (obraz v obraze), ktoré dokážu zobraziť až tri signály naraz.




- Monitor poskytuje funkciu One Cable PbyP, ktorá zobrazuje obrazy v režime PbyP iba pomocou jedného signálového kábla.

1.1.2 Jednoduché vedenie káblov

Monitor je vybavený výstupným konektorom USB Type-C® (USB-C®).


Z výstupného konektora je možné poslať signál do iného monitora.



1.1.3 Podporuje zobrazenie videa a napájanie pomocou jedného kábla USB typu C

Tento výrobok je vybavený konektorom USB-C a podporuje prenos videesignálov (režim DisplayPort™ Alt Mode), ako aj napájanie (režim USB Power Delivery).

Pri použití ako externý monitor dodáva pripojenému notebooku maximálny príkon 94 W.



Poznámka

- Na zobrazenie videosignálov musí pripojené zariadenie podporovať prenos videosignálov (režim DisplayPort Alt Mode).
- Ak chcete používať funkciu nabíjania, pripojené zariadenie musí podporovať nabíjanie zariadenia pomocou režimu USB Power Delivery.
- Maximálny príkon 94 W je možné dodávať iba pri použití nasledujúcich káblov USB:
 - CC150SS81G-5A (súčasťou balenia)
- Pripojené zariadenia možno nabíjať, aj keď je monitor v úspornom režime.

1.1.4 Hybridné čiernobiele a farebné zobrazenie


Keď je zapnutá funkcia Hybrid Gamma PXL, rozlišuje tento výrobok automaticky medzi čiernobielymi a farebnými časťami snímky na úrovni pixelov a zobrazuje ich s optimálnymi svetelnými prechodmi.

1.1.5 Kontrola kvality

- Tento monitor má zabudovaný kalibračný senzor (Integrovaný predný senzor). Tento senzor umožňuje monitoru nezávisle vykonať kalibráciu (funkcia SelfCalibration (Samokalibrácia)) a kontrolu odtieňov sivej.
- Pomocou dodaného softvéru RadiCS LE je možné kalibrovať monitor a spravovať jeho históriu.
- Softvér kontroly kvality monitora RadiCS umožňuje vykonávať kontroly kvality, ktoré sú v súlade so zdravotníckymi normami a usmerneniami.

1.1.6 Funkcia dokovacej stanice

Tento monitor je vybavený portom LAN a rozbočovačom USB, ktorý umožňuje používať ho ako dokovaciu stanicu. Pripojením kábla USB-C môžete vytvoriť stabilné sieťové prostredie aj na notebookoch alebo tabletoch, ktoré nie sú vybavené portami LAN. Môžete tiež používať periférne zariadenia kompatibilné s rozhraním USB a nabíjať smartfóny (pozri časť „Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inšalačnej príručke).


**1.1.7 Vybavenie funkciou osvetlenia (RadiLight)**

RadiLight Area (podsvietenie)

- RadiLight Area je funkcia podsvietenia zabudovaná v monitore. Nepriamo osvetľuje miestnosť zo zadnej strany monitora, čo umožňuje efektívnu rádiologickú interpretáciu v slabo osvetlenom prostredí.


RadiLight Focus (pracovné svetlo)

- RadiLight Focus je odnímateľné pracovné svetlo. Môže osvetliť vašu pracovnú plochu pri čítaní, písaní dokumentov alebo používaní klávesnice.



1.1.8 Priestorovo úsporná konštrukcia

Monitor je vybavený viacerými konektormi USB (vstupnými). Pomocou jednej súpravy zariadení USB (myš, klávesnica atď.) môžete obsluhovať viacero počítačov.



1.1.9 Ovládanie monitora pomocou myši a klávesnice

Pomocou softvéru ovládania kvality monitora RadiCS alebo RadiCS LE môžete vykonávať tieto operácie monitora pomocou myši a klávesnice:

- Prepínanie režimov kalibrácie
- Prepínanie vstupných signálov
- Funkcia, ktorá k určitej časti obrazovky priradí režim kalibrácie a zobrazí snímku (Point-and-Focus)
- Zobrazenie a skrytie podokna PinP (Hide-and-Seek)
- Prepínanie medzi počítačmi používajúcimi zariadenia USB (Switch-and-Go)
- Prepnutie do režimu úspory energie (Backlight Saver)
- Funkcia, ktorá dočasne zvýši jas, aby sa zlepšila viditeľnosť diagnostických snímok (Instant Backlight Booster)

Poznámka

- Softvér RadiCS alebo RadiCS LE umožňuje zobraziť alebo skryť podokno PinP a zároveň prepnúť na počítač, ktorý sa používa na ovládanie zariadení USB. Viac informácií o postupe nastavenia nájdete v Používateľskej príručke softvéru RadiCS alebo RadiCS LE.

1.2 Obsah balenia

Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky nasledovné komponenty. Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte dodávateľa alebo miestneho zástupcu spoločnosti EIZO.

Poznámka

- Odporúčame, aby ste si škatuľu a baliaci materiál odložili, aby ste ich mohli použiť na prenášanie alebo prepravu výrobku.

- Monitor
- Napájací kábel



- Digitálny signálový kábel (DisplayPort/DisplayPort): 2× PP300-V14



- Digitálny signálový kábel (HDMI/HDMI): 1× HH300PR



- Kábel USB 2.0 (USB-A/USB-B): 2× UU300



- Kábel USB-C (USB-C/USB-C): 1× CC150SS81G-5A



- Kryt konektora (ľavý)
- Kryt konektora (pravý)
- RadiLight Focus (pracovné svetlo)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Návod na použitie

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Disk CD-ROM obsahuje nasledujúce položky. Informácie o spustení softvéru a referenčné postupy k súborom nájdete v súbore Readme.txt na disku.

- Súbor Readme.txt
- Softvér ovládania kvality monitora RadiCS LE (pre systém Windows)
- Používateľská príručka
 - Návod na použitie pre tento monitor
 - Návod na inštaláciu monitora
 - Používateľská príručka softvéru RadiCS LE
- Vonkajšie rozmery

1.2.2 RadiCS LE

Pomocou softvéru RadiCS LE môžete vykonávať nasledujúce kontroly kvality a operácie s monitorom. Viac informácií o softvéri alebo postupoch nastavenia nájdete v Používateľskej príručke softvéru RadiCS LE.

Kontrola kvality

- Vykonanie kalibrácie

- Zobrazenie výsledkov testu v zozname a vytvorenie správy o výsledkoch testu
- Nastavenie cieľa samokalibrácie a rozvrhu vykonania

Operácie s monitorom

- Prepínanie režimov kalibrácie
- Prepínanie vstupných signálov
- Funkcia, ktorá k určitej časti obrazovky priradí režim kalibrácie a zobrazí snímku (Point-and-Focus)
- Zobrazenie a skrytie podokna PinP (Hide-and-Seek)
- Prepínanie medzi počítačmi používajúcimi zariadenia USB (Switch-and-Go)
- Prepnutie do režimu úspory energie (Backlight Saver)
- Funkcia, ktorá dočasne zvýši jas, aby sa zlepšila viditeľnosť diagnostických snímok (Instant Backlight Booster)
- Funkcia, ktorá automaticky upraví jas monitora podľa úrovne okolitého osvetlenia v nastavení textového režimu (Auto Brightness Control)

Pozor

- Špecifikácie softvéru RadiCS LE sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia softvéru RadiCS LE je prístupná na prevzatia na našej webovej stránke: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Používanie softvéru RadiCS LE

Informácie o inštalácii a používaní softvéru RadiCS LE nájdete v používateľskej príručke softvéru RadiCS LE (na disku CD-ROM).

Ak používate softvér RadiCS LE, pripojte monitor k počítaču pomocou priloženého kábla USB. Viac informácií o pripojení monitora nájdete v časti [2.2 Pripojenie káblov](#) [► 25].


1.3 Ovládacie prvky a funkcie

1.3.1 Predná strana



1. Integrovaný predný senzor (pohyblivý)	Tento senzor sa používa na vykonanie kalibrácie a kontrolu odtieňov šedej.
2. Senzor osvetlenia	Tento senzor meria okolité osvetlenie. Okolité osvetlenie sa meria softvérom kontroly kvality RadiCS alebo RadiCS LE.
3. Ovládacie tlačidlá	Zobrazí príručku pre obsluhu. Nastavte ponuky podľa príručky pre obsluhu.
4. Hlavný vypínač	Zapnutie a vypnutie napájania. Po zapnutí prívodu energie sa rozsvieti kontrolka napájania. Farba kontrolky sa líši podľa prevádzkového stavu monitora. Zelená: štandardný prevádzkový režim, oranžová: Režim úspory energie, nesvieti: Hlavný vypínač alebo napájanie vypnuté

1.3.2 Zadná strana



1. RadiLight Area (podsvietenie)	Funkcia podsvietenia zabudovaná v monitore. Nepriamo osvetľuje miestnosť zo zadnej časti monitora.
2. Stojan	Slúži na úpravu výšky a uhla (sklonu a natočenia) monitora.
3. Hlavný vypínač	Zapnutie a vypnutie prívodu napájania. ○ : vypnuté, : zapnuté
4. Konektor napájania	Pripojenie napájacieho kábla.
5. Otvor na bezpečnostný zámok	Vyhovuje požiadavkám systému zabezpečenia MicroSaver od spoločnosti Kensington.
6. Držiak na káble	Umožňuje prehľadné usporiadanie káblov.
7. Konektor USB-A (výstupný)	Slúži na pripojenie k periférnemu zariadeniu USB (pozri „Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).
8. Konektor pracovného svetla	Slúži na pripojenie k jednotke RadiLight Focus.
9. Konektor HDMI	Slúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom HDMI.
10. Konektor DisplayPort	Slúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom DisplayPort.

11. Konektor USB-C (vstupný)	Slúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom USB-C. Prenáša aj signál USB potrebný na používanie softvéru, ktorý vyžaduje pripojenie USB alebo funkciu dokovacej stanice (pozri „Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).
12. Konektor USB-C (výstupný)	Ak chcete vytvoriť reťazové pripojenie viacerých monitorov, pripojte kábel k vstupnému portu USB-C iného monitora. Okrem ho môžete pripojiť k periférnemu zariadeniu USB (pozrite si časť „Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).
13. Port LAN	Slúži na pripojenie k sieťovému rozbočovaču alebo smerovaču pomocou kábla LAN, aby bolo možné používať sieťové pripojenie funkcie dokovacej stanice (pozri „Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).
14. Konektor USB-B (vstupný)	Slúži na pripojenie k počítaču, keď sa používa softvér vyžadujúci pripojenie USB na počítači bez konektora USB-C, alebo keď používate funkciu rozbočovača USB tohto výrobku.

2 Inštalácia a zapojenie

2.1 Pred inštaláciou

Pozorne si prečítajte časť [BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA \[► 3\]](#) a vždy dodržiavajte uvedené pokyny.

Ak tento výrobok umiestnite na lakovaný povrch, môže farba v dôsledku zloženia gumy priľnúť k spodnej časti stojanu. Pred použitím skontrolujte povrch stola.

2.1.1 Podmienky inštalácie

Pri montáži monitora na stojan dbajte na to, aby bol v blízkosti bočných strán a tiež okolo zadnej a hornej strany monitora dostatok priestoru.

Pozor
• Monitor umiestnite tak, aby na obrazovku nedopadalo prudké svetlo.


2.2 Pripojenie káblov

Pozor

- Pred pripojením káblov skontrolujte, či je vypnutý monitor, počítač i periférne zariadenia.
- Ak sa chystáte vymeniť súčasný monitor za tento monitor, prečítajte si časť [4.2 Podporované rozlíšenia](#) [► 38] a nezabudnite zmeniť nastavenia rozlíšenia na počítači a vertikálnu obnovovaciu frekvenciu na hodnoty vhodné pre tento monitor ešte pred jeho pripojením k počítaču.
- Ak máte problémy s pripojením káblov, upravte sklon obrazovky.

1. Pripojte signálové káble.
Skontrolujte tvar konektorov a pripojte káble.


Zobrazenie jedného okna



Pozor


- V predvolenom nastavení sa zobrazí signál z konektora DisplayPort 1. Ak chcete zobrazit' signál z iného konektora, prepnete vstupný signál (pozrite si časť „Prepínanie vstupných signálov“ v inštallačnej príručke).
- Ak používate konektor USB-C nielen na zobrazenie videa, ale aj na kontrolu kvality monitora pomocou softvéru RadiCS / RadiCS LE a na pripojenie zariadení USB (periférne zariadenia kompatibilné s rozhraním USB), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nastaviť možnosť „USB Selection“ na „USB-C“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Signály HDMI® sa môžu zobrazovať v obmedzenom rozsahu.

Zobrazenie PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)



Pozor


- Ak chcete použiť zobrazenie PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nakonfigurovať možnosť „PbyP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- V prípade zobrazenia PbyP z dvoch počítačov môžu byť niektoré aspekty kontroly kvality, napríklad kalibrácia, obmedzené.

Zobrazenie PbyP (PbyP s jedným káblom)**Pozor**

- Ak chcete použiť zobrazenie PbyP (One Cable PbyP), pripojte konektor DisplayPort 1 alebo konektor USB-C (vstupný: ). Okrem toho musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nakonfigurovať možnosť „PbyP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Ak používate konektor USB-C nielen na zobrazenie videa, ale aj na kontrolu kvality monitora pomocou softvéru RadiCS / RadiCS LE a na pripojenie zariadení USB (periférne zariadenia kompatibilné s rozhraním USB), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nastaviť možnosť „USB Selection“ na „USB-C“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).

Zobrazenie PinP (podokno)

Príklad: Používanie konektora HDMI




Pozor

- Ak chcete použiť zobrazenie PinP (podokno), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nakonfigurovať možnosť „PinP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Keď sa signál HDMI zobrazuje na jednej obrazovke, funkciu PinP (podokno) nemožno použiť.



Pripájanie ďalších monitorov prostredníctvom reťazového pripojenia


Signálový vstup do konektora DisplayPort 1 alebo konektora USB-C (vstupného: ) je možné použiť ako výstup do ďalšieho monitora.



Pozor

- Informácie o monitoroch a grafických kartách, ktoré je možné použiť na reťazové pripojenie, nájdete na webovej stránke spoločnosti EIZO: (www.eizoglobal.com)
- Ak chcete vytvoriť reťazové pripojenie, pripojte konektor DisplayPort 1 alebo konektor USB-C (vstupný: ) . Okrem toho musíte v ponuke Administrator Settings (Nastavenia správcu) nakonfigurovať možnosť „Daisy Chain“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- V predvolenom usporiadaní má port USB-C (výstupný: ) nasadený kryt. Pred použitím konektora kryt odstráňte.

- Zapojte napájací kábel do zásuvky a napájacieho konektora na monitore. Sieťový kábel zasunúť naplno do monitora.
- Ak nepoužívate pripojenie USB-C a ak používate aplikáciu RadiCS alebo RadiCS LE alebo ak k monitoru pripájate zariadenie USB (periférne zariadenia podporujúce rozhranie USB), pripojte kábel USB 2.0 ku konektoru USB-B na monitore a ku konektoru USB-A na počítači.




Pozor

- Pri pripájaní monitora k počítaču, na ktorom je nainštalovaná aplikácia RadiCS alebo RadiCS LE, pripojte monitor ku konektoru USB-B 1 () alebo USB-C (vstupnému: ) .
- Pred použitím konektora USB-B 2 () z neho odstráňte kryt. Okrem toho zmeňte nastavenie „USB selection“ (Výber USB) v ponuke Setting (Nastavenie) (pozrite si časť „Výber USB“ v inštallačnej príručke).

2.3 Pripojenie jednotky RadiLight Focus (pracovné svetlo)

Pripojte jednotku RadiLight Focus (pracovné svetlo) ku konektoru pracovného svetla na monitore.

Možno ju pripojiť len v smere nadol, kolmo na konektor.



Ak ju chcete odpojiť, vytiahnite ju a zároveň otočte časť na pripojenie k monitoru smerom označeným 1 na obrázku.

2.4 Zapnutie napájania

1. Monitor sa zapína stlačením tlačidla .
Kontrolka napájania monitora sa rozsvieti na zeleno.
Ak sa kontrolka nerozsvieti, pozrite si časť [3 Problém – nie je obraz](#) [► 34].

Poznámka

- Keď sa na vypnutom monitore dotknete ktoréhokoľvek ovládacieho tlačidla okrem tlačidla , začne tlačidlo  blikáť a signalizuje tak svoje umiestnenie.

2. Zapnite počítač.
Na obrazovke sa zobrazí obraz.
Ak sa obraz nezobrazí, postupujte podľa informácií v časti [3 Problém – nie je obraz](#) [► 34].

Pozor


- Pri prvom pripojení alebo zmene spôsobu pripojenia nemusí byť správne nastavené zobrazenie, napríklad rozlíšenie alebo mierka zobrazenia. Skontrolujte, či je počítač nastavený správne.
- Na účely úspory energie sa odporúča vypínať zariadenie vypínačom. Keď nepoužívate monitor, môžete vypnúť zdroj napájania alebo odpojiť napájací kábel, aby sa prívod napájania úplne prerušil.

Poznámka

- Dodržiavaním nasledujúcich zásad môžete maximálne predĺžiť životnosť monitora obmedzením postupnej straty jasu a znížením spotreby:
 - Používajte na počítači alebo monitore funkciu úspory energie.
 - Po skončení používania vypnite monitor.

2.5 Nastavenie výšky a uhla obrazovky


Uchopte monitor za horný a dolný alebo ľavý a pravý okraj oboma rukami a upravte výšku, sklon a natočenie obrazovky tak, aby ste zaistili jeho optimálnu pozíciu na prácu.

**Pozor**


- Keď dokončíte nastavenie, uistite sa, že káble sú správne pripojené.
- Po nastavení výšky a uhla prevlečte káble cez držiak na káble.
- Pri nastavovaní uhla alebo polohy monitora, keď je pripojené pracovné svetlo, dávajte pozor, aby ste na pracovné svetlo nepôsobili silou. Mohli by ste poškodiť konektor alebo rameno.

2.6 Nasadenie krytu konektora

1. Usporiadajte káble v držiaku na káble.



2. Nasadíte kryt konektora.




Príklad: Nasadenie krytu konektora (pravý)

Pozor
• Uistite sa, že je nasadený pevne, aby ste zabezpečili správne vetranie vo vnútri monitora.
Poznámka
• Ak chcete kryt konektora odstrániť, potiahnite ho smerom k sebe.

2.7 Použitie funkcií RadiLight Area a RadiLight Focus

1. Uistite sa, že je zapnutý monitor i počítač.
2. Pomocou ovládacích tlačidiel zapnite alebo vypnite funkciu RadiLight Area alebo RadiLight Focus.

Nastavte jas funkcie RadiLight Area.



Pozor

- Vzhľadom na rozdiely v LED diódach sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farbách a jase aj pri rovnakom výrobku.
- V nasledujúcich prostrediach nemusíte pri použití funkcie RadiLight Area dosiahnuť dostatočné osvetlenie.
 - Ak je vzdialenosť od steny alebo stropu veľká.
 - Ak je stena alebo strop vyrobený z materiálov, ktoré dobre neodrážajú svetlo alebo majú tmavé farby.
- Keď nastavujete uhol jednotky RadiLight Focus, držte nielen hrot, ale aj rameno.

Poznámka

- Viac informácií o nastavení funkcie RadiLight Area nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).

3 Problém – nie je obraz

Kontrolka napájania sa nerozsvieti

- Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený.
- Zapnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora.
- Dotknite sa tlačidla .
- Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Kontrolka napájania sa rozsvieti: na zeleno

- Zvýšte nastavenia položiek „Brightness“, „Contrast“ alebo „Gain“ v ponuke nastavenia. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Kontrolka napájania sa rozsvieti: na oranžovo

- Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Pohnite myšou alebo stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Pripojte signálové káble ku konektorom zodpovedajúcich vstupných signálov.
- Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a potom ho znova zapnite.

Kontrolka napájania bliká: na oranžovo, na zeleno

- Používajte len signálový kábel určený spoločnosťou EIZO. Potom vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „No Signal“.


Príklad:



- Hlásenie uvedené vyššie sa môže zobraziť, pretože niektoré počítače nevysielajú výstupný signál ihneď po zapnutí.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Pripojte signálové káble ku konektorom zodpovedajúcich vstupných signálov.
- Konektor USB-C (výstupný: ) slúži na pripojenie výstupu reťazového pripojenia. Obrazovka sa nezobrazí ani po pripojení k počítaču.
- Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
- Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a potom ho znova zapnite.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Signal Error“.

Príklad:



- Skontrolujte, či je v počítači nakonfigurované rozlíšenie a vertikálna obnovovacia frekvencia podľa požiadaviek monitora (pozrite [4.2 Podporované rozlíšenia \[► 38\]](#)).
- Reštartujte počítač.
- Vyberte vhodné nastavenie pomocou ovládača grafickej karty. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke grafickej karty.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „DP Unsupported“ (Nepodporovaný kábel DisplayPort)



- Skontrolujte, či pripojený kábel zodpovedá signálovému káblu odporúčenému spoločnosťou EIZO.
- Skontrolujte, či konektor USB-C pripojeného zariadenia podporuje výstup obrazového signálu (režim DisplayPort Alt Mode). Podrobnosti získate od výrobcu zariadenia.
- Pripojte kábel DisplayPort alebo kábel HDMI.

4 Technické údaje

4.1 Zoznam technických údajov

4.1.1 Typ

RX670	Matný
RX670-AR	Antireflexný

4.1.2 LCD panel

Typ	Farebný (IPS)
Podsvietenie	LED
Veľkosť	30,0" (76,2 cm)
Rozlíšenie	3280 stĺpcov × 2048 riadkov
Veľkosť displeja (h × v)	645,5 mm × 403,0 mm
Rozostup pixelov (vodorovne × zvislo)	0,197 mm × 0,197 mm
Farby displeja	10-bitové farby (DisplayPort/USB-C): Až 1,07 miliardy farieb (z palety približne 543 miliárd farieb) 8 bitov (DisplayPort/HDMI): 16,77 milióna farieb (z palety približne 543 miliárd farieb)
Pozorovací uhol (H/V, obvyklý)	178°/178°
Odporúčaný jas	500 cd/m ²
Kontrastný pomer (typický)	1800 : 1
Čas odozvy (typický)	25 ms (čierna -> biela -> čierna)

4.1.3 Videosignály

Vstupné konektory	2× DisplayPort, 1× USB-C (režim DisplayPort Alt Mode), 1× HDMI
Výstupné konektory	1× USB-C (režim DisplayPort Alt Mode)
Horizontálna obnovovacia frekvencia	31 kHz – 127 kHz
Vertikálna obnovovacia frekvencia ^{*1}	59 – 61 Hz (720 × 400: 69 – 71 Hz)
Režim synchronizácie snímok	59 – 61 Hz
Taktovacia frekvencia	25 MHz – 440 MHz

^{*1} Podporovaná vertikálna obnovovacia frekvencia sa líši v závislosti od rozlíšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [4.2 Podporované rozlíšenia](#) [► 38].

4.1.4 USB

Port	Vstupný	1× USB-C, 2× USB-B
	Výstupný	3× USB-A, 1× USB-C
Štandard	Špecifikácia USB, revízia 2.0	
Rýchlosť komunikácie	480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s	
Napájanie	Vstupný	USB-C: Maximálne 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4,7A)
	Výstupný	USB-A: Maximálne 500 mA na port USB-C: Maximálne 15 W (5 V/3 A)

4.1.5 Sieť

Port	RJ-45 (adaptér LAN USB)
Podporované operačné systémy ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32-bitové/64-bitové verzie) macOS Sierra (10.12) alebo novší
Kábelová sieť LAN	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} Podpora spoločnosti EIZO sa skončí, keď sa skončí podpora predajcu operačného systému.

4.1.6 Napájanie

Vstup	100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80 – 1,20 A
Maximálny príkon	279 W alebo menej ^{*1}
Režim úspory energie	0,5 W alebo menej ^{*2}
Pohotovostný režim	0,5 W alebo menej ^{*3}

^{*1} Keď je pripojená externá záťaž, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“, osvetlenie RadiLight Focus je zapnuté, jas osvetlenia RadiLight Area je nastavený na maximum

^{*2} Keď sa používa import prostredníctvom portu DisplayPort a nie je pripojený port USB na odosielanie dát, „Power Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, osvetlenie RadiLight Focus je pripojené, osvetlenie RadiLight Focus je vypnuté, nie je pripojená žiadna externá záťaž

^{*3} Keď nie je pripojený port USB na odosielanie dát, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, osvetlenie RadiLight Focus je pripojené, osvetlenie RadiLight Focus je vypnuté, nie je pripojená žiadna externá záťaž

4.1.7 Fyzické parametre

Rozmery (š × v × h)	682,0 mm × 490,5 mm – 590,5 mm × 225,0 mm (sklon: 0°) 682,0 mm × 534,7 mm – 634,7 mm × 295,2 mm (sklon: 30°)
Rozmery (š × v × h) (bez stojana)	682,0 mm × 441,0 mm × 88,0 mm
Čistá hmotnosť	Približne 15,8 kg
Čistá hmotnosť (bez stojana)	Približne 11,7 kg
Rozsah nastavenia výšky	100 mm (sklon: 0°)
Sklon	Nahor 30°, nadol 5°
Natočenie	70°

4.1.8 Požiadavky na prevádzkové prostredie

Teplota	0 – 35 °C
Vlhkosť	20 – 80 % rel. vlh. (bez kondenzácie)
Tlak vzduchu	540 – 1060 hPa

4.1.9 Podmienky pre prepravu a skladovanie

Teplota	-20 – 60 °C
Vlhkosť	10 - 90 % rel. vlh. (bez kondenzácie)
Tlak vzduchu	200 – 1060 hPa

4.2 Podporované rozlíšenia

Monitor podporuje nasledovné rozlíšenia:

✓: Podporované, -: Nepodporované

Rozlíšenie	Vertikálna obnovovacia frekvencia (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Zobrazenie jedného okna	Funkcia PbyP (dva obrazy vedľa seba)	Funkcia PinP (obraz v obraze)	Zobrazenie jedného okna	Funkcia PinP (obraz v obraze)
640 × 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 × 480	60,000	–	–	–	✓	✓
720 × 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 × 480	59,940	–	–	–	✓	✓
720 × 480	60,000	–	–	–	✓	✓
800 × 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 × 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 × 1600	59,963	–	–	✓	–	✓
1200 × 1920	59,940	–	–	✓	–	✓
1280 × 720	59,940	–	–	–	✓	✓
1280 × 720	60,000	–	–	–	✓	✓
1280 × 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 × 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 × 2048	59,985	–	✓ ^{*1}	–	–	–
1920 × 1080	59,940	–	–	–	✓	✓
1920 × 1080	60,000	–	–	–	✓	✓
1920 × 1200	59,950	–	–	✓ ^{*1}	–	✓ ^{*1}
2560 × 1600	59,972	–	–	–	✓ ^{*2}	–
3280 × 2048	59,981	✓ ^{*1}	–	–	✓ ^{*3}	–

*1 Odporúčané rozlíšenie

*2 Odporúčané rozlíšenie, keď je možnosť „LMM Mode (HDMI)“ nastavená na „On“ v nastavení „Administrator Settings“

*3 Odporúčané rozlíšenie, keď je možnosť „LMM Mode (HDMI)“ nastavená na „Off“ v nastavení „Administrator Settings“

4.3 Príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo je dostupné samostatne.

Najnovšie informácie o voliteľnom príslušenstve a informácie o najnovších kompatibilných grafických kartách nájdete na našej webovej stránke.

(www.eizoglobal.com)

Súprava na kalibráciu	RadiCS UX2 verzie 5.1.3 alebo novšej RadiCS Version Up Kit verzie 5.1.3 alebo novšej
Softvér na správu siete	RadiNET Pro verzie 5.1.3 alebo novšej
Súprava na čistenie	ScreenCleaner
Nadstavce VESA pre tenký klient alebo mini počítač	PCSK-R1
Signálový kábel (USB-C – DisplayPort)	CP200

Príloha

Zdravotnícke normy

- Je nutné zaručiť, aby konečný systém spĺňal požiadavky normy IEC 60601-1.
- Napájané zariadenie môže vyžarovať elektromagnetické vlny, ktoré môžu ovplyvňovať alebo obmedziť činnosť monitora alebo spôsobiť jeho poruchu. Zariadenie inštalujte v kontrolovanom prostredí, kde sa takýmto účinkom predchádza.

Klasifikácia zariadenia

- Typ ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: Trieda I
- Trieda elektromagnetickej kompatibility: IEC60601-1-2 skupina 1, trieda B
- Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (EÚ): Trieda I
- Režim prevádzky: Nepretržitá
- Trieda IP: IPX0

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite

Monitor RadiForce RX670 dokáže presne zobrazovať lekárske snímky.

Prostredia zamýšľaného použitia

Monitor RadiForce RX670 je určený na používanie v prostredí opísanom nižšie.

- Prostredie profesionálnych zdravotníckych zariadení, ako sú kliniky a nemocnice
- Prostredia starostlivosti poskytovanej v domácnostiach klientov, ako sú rezidencie a domovy, v rámci prostredia domácej zdravotnej starostlivosti

Monitor RadiForce RX670 nie je vhodný na používanie v nasledujúcich prostrediach:

- V prostredí domácej zdravotníckej starostlivosti, mimo prostredia starostlivosti poskytovanej v domácnostiach klientov
- V blízkosti vysokofrekvenčných chirurgických zariadení, ako sú napríklad elektrochirurgické nože
- V blízkosti krátkovlnných terapeutických zariadení
- Miestnosti s vysokofrekvenčným tienením so systémami lekárskeho zariadenia pre MRI
- V zvláštnych prostrediach tienených umiestnení
- Inštalované vo vozidlách vrátane sanitiek
- Iné zvláštne prostredia

VÝSTRAHA

- Monitor RadiForce RX670 vyžaduje zvláštne opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility a musí sa nainštalovať. Pred inštaláciou a použitím monitora si musíte dôkladne prečítať informácie o elektromagnetickej kompatibilite a časť „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ v tomto dokumente a dodržiavať nasledujúce pokyny.

VÝSTRAHA

- Monitor RadiForce RX670 sa nemá používať v tesnej blízkosti iných zariadení alebo položený na nich. Ak je takéto použitie nevyhnutné, mali by ste zariadenie alebo systém pozorovať a ubezpečiť sa, že funguje normálne v konfigurácii, v ktorej sa bude používať.

VÝSTRAHA

- Keď používate prenosné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenie, držte ho 30 cm alebo viac od akejkoľvek časti monitora RadiForce RX670 vrátane jeho káblov. V opačnom prípade to môže mať za následok oslabenie výkonu tohto zariadenia.

VÝSTRAHA

- Akékoľvek osoby, ktoré pripájajú ďalšie zariadenia k časti na vstup signálu alebo častiam na výstup signálu či konfigurujú zdravotnícky systém, nesú zodpovednosť za to, aby bol tento systém v súlade s požiadavkami normy IEC60601-1-2.

VÝSTRAHA

- Počas používania monitora RadiForce RX670 sa nedotýkajte konektorov vstupu a výstupu signálov. Mohlo by dôjsť k ovplyvneniu zobrazeného obrazu.

**VÝSTRAHA**

- Uistite sa, že používate káble pripojené k výrobku alebo káble odporúčené spoločnosťou EIZO. Používanie iných káblov, než odporúča spoločnosť EIZO pre toto zariadenie, môže mať za následok zvýšené vyžarovanie elektromagnetických polí alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť tohto zariadenia a nesprávnu prevádzku.

Signálový port	Max. dĺžka kábla	Tienenie	Feritové jadro	Odporúčený kábel
DisplayPort	3 m	Tienený	Bez feritových jadier	PP300-V14
HDMI	3 m	Tienený	S feritovými jadrami	HH300PR
USB-C (vstupný)	1,5 m	Tienený	Bez feritových jadier	CC150SS81G-5A
USB-C (výstupný)	2 m	Tienený	Bez feritových jadier	–
USB-B (vstupný)	3 m	Tienený	S feritovými jadrami	UU300/MD-C93
USB-A (výstupný)	3 m	Tienený	Bez feritových jadier	–
Ethernet	30 m	Netienený	Bez feritových jadier	–
Vstup striedavého napájania (tiež striedavý vstup)	3 m	Netienený	Bez feritových jadier	S uzemňovacím vodičom

Technický opis**Vyžarovanie elektromagnetických polí**

Monitor RX670 je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí opísanom nižšie.

Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 musí zaistiť, že sa bude monitor RadiForce RX670 v takomto prostredí používať.

Test vyžarovania	Zhoda	Elektromagnetické prostredie – pokyny
Vyžarovanie vysokofrekvenčných polí CISPR11	Skupina 1	Monitor RadiForce RX670 využíva vysokofrekvenčnú energiu len na svoje interné funkcie. Preto je vysokofrekvenčné žiarenie veľmi nízke a pravdepodobne nespôsobí rušenie s okolitými elektronickými zariadeniami.
Vyžarovanie vysokofrekvenčných polí CISPR11	Trieda B	
Vyžarovanie harmonických prúdov IEC61000-3-2	Trieda D	Monitor RadiForce RX670 je vhodný na používanie vo všetkých podmienkach vrátane domácností a priestorov priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej sieti, ktorá dodáva energiu do obytných budov.
Vyžarovanie pri kolísaní napätia a blikaní IEC61000-3-3	Vyhovuje	

Elektromagnetická odolnosť

Monitor RadiForce RX670 bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlade s požiadavkami na testovanie (T) zariadení pre prostredia profesionálnych zdravotníckych zariadení a prostredia domácej zdravotníckej starostlivosti stanovené v norme IEC60601-1-2.

Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 musí zabezpečiť, že sa bude monitor používať práve v takomto prostredí.

Test odolnosti	Úroveň testu (T)	Úroveň súladu (C)	Elektromagnetické prostredie – pokyny
Elektrostatický výboj (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV kontaktný výboj ±15 kV vzdušný výboj	±8 kV kontaktný výboj ±15 kV vzdušný výboj	Podlaha by mala byť drevená, betónová alebo pokrytá keramickými dlaždicami. Ak je podlaha pokrytá syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť by mala byť aspoň 30 %.
Rýchle elektrické prechodné javy / skupiny impulzov IEC61000-4-4	±2 kV napájacie vedenia ±1 kV vstupné/výstupné vedenia	±2 kV napájacie vedenia ±1 kV vstupné/výstupné vedenia	Kvalita napájania z elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.
Rázové impulzy IEC61000-4-5	±1 kV medzi vedeniami ±2 kV medzi vedením a uzemnením	±1 kV medzi vedeniami ±2 kV medzi vedením a uzemnením	Kvalita napájania z elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.
Krátkodobé poklesy napätia, krátke prerušenia a zmeny napätia v napájacích kábloch IEC61000-4-11	0 % U_T (100% pokles U_T) počas 0,5 cyklu a 1 cyklu 70 % U_T (30% pokles U_T) počas 25 cyklov pri 50 Hz 0 % U_T (100% pokles U_T) počas 250 cyklov pri 50 Hz	0 % U_T (100% pokles U_T) počas 0,5 cyklu a 1 cyklu 70 % U_T (30% pokles U_T) počas 25 cyklov pri 50 Hz 0 % U_T (100% pokles U_T) počas 250 cyklov pri 50 Hz	Kvalita napájania z elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. Ak používateľ monitora RadiForce RX670 potrebuje pokračovať v práci aj pri výpadku napájania, odporúčame napájať monitor RadiForce RX670 zo záložného zdroja neprerušiteľného napájania alebo z batérie.
Magnetické polia na sieťovom kmitočte IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Magnetické polia sieťového kmitočtu by mali byť na bežnej úrovni pre typické umiestnenie v normálnom komerčnom alebo nemocničnom prostredí. Výrobok sa musí počas používania držať minimálne 15 cm od zdroja magnetických polí sieťového kmitočtu.

Test odolnosti	Úroveň testu (T)	Úroveň súladu (C)	Elektromagnetické prostredie – pokyny
Spríevodné poruchy vyvolané vysokofrekvenčnými poľami IEC61000-4-6 Vyžarované vysokofrekvenčné polia IEC61000-4-3	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz 6 Vrms ISM^{*1} a amatérske frekvenčné^{*2} pásma v rozsahu 150 kHz až 80 MHz 10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	3 Vrms 6 Vrms 10 V/m	Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia sa nemajú nachádzať bližšie k žiadnej časti monitoru RadiForce RX670 (vrátane káblov), ako je odporúčaná vzdialenosť vypočítaná na základe rovnice používanej na výpočet frekvencie vysielateľa. Odporúčaný odstup $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz – 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz – 2,7 GHz Kde „P“ je maximálny menovitý výstupný výkon vysielateľa vo wattoch (W) udávaný výrobcom vysielateľa a „d“ je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m). Intenzita poľa z pevných vysokofrekvenčných vysielateľov, ako bola určená elektromagnetickým prieskumom na mieste^{*3}, by mala byť nižšia ako úroveň kompatibility v každom frekvenčnom rozsahu^{*4}. Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadení označených nasledovným symbolom. 

Poznámka

- U_T je striedavé napätie v elektrickej sieti pred použitím testovacej úrovne.
- Pri hodnotách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
- Tieto pokyny týkajúce sa spríevodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebo vyžarovanými vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vln je ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov a ľudí.

^{*1} Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

^{*2} Rádioamatérske pásma 0,15 MHz až 80 MHz sú 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až 4,0 MHz, 5,3 MHz až 5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz a 50,0 MHz až 54,0 MHz.

^{*3} Intenzita poľa z pevných vysielateľov, napr. základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a mobilných rádii, amatérskych rádii, AM a FM rádiového vysielania a TV vysielania sa nedá presne teoreticky predpovedať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia

ovplyvňovaného statickými RF vysielačmi by sa malo zväžiť elektromagnetické premeranie konkrétneho miesta. Ak sa na mieste používania monitora RadiForce RX670 namerajú vyššie intenzity poľa ako príslušné úrovne vysokofrekvenčnej kompatibility uvedené vyššie, je potrebné monitor RadiForce RX670 sledovať a kontrolovať, či funguje normálne. Ak sa zistí, že monitor RadiForce RX670 funguje neobvyklým spôsobom, bude možno potrebné vykonať ďalšie opatrenia, ako napríklad otočenie alebo premiestnenie monitora.

- *4 Vo frekvenčnom pásme 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia než 3 V/m.

Odporúčané odstupy medzi prenosnými alebo mobilnými vysokofrekvenčnými (RF) komunikačnými zariadeniami a monitorom RadiForce RX670

Monitor RadiForce RX670 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa kontrolujú vyžarované vysokofrekvenčné poruchy. Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 môže potlačiť elektromagnetické rušenie dodržiavaním minimálnej vzdialenosti (30 cm) medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a monitorom RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670 bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) pre požadované testovacie úrovne (T) odolnosti voči blízkym elektromagnetickým poliam v nasledujúcich službách využívajúcich vysokofrekvenčnú (RF) komunikáciu.

Skúšobná frekvencia (MHz)	Šírka pásma ^{*1} (MHz)	Služba ^{*1}	Modulácia ^{*2}	Úroveň testu (T) ^{*3} (V/m)	Úroveň súladu (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Pulzná modulácia ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM odchýlka ± 5 kHz 1 kHz sínusový signál	28	28
710	704 – 787	LTE pásmo 13, 17	Pulzná modulácia ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pásmo 5	Pulzná modulácia ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pásmo 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulzná modulácia ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulzná modulácia ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzná modulácia ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Pri niektorých službách sú zahrnuté len frekvencie odosielania.

*2 Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.

*3 Testovacie úrovne boli vypočítané pri maximálnom výkone a odstupe 30 cm.

Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 môže potlačiť rušenie spôsobené blízkymi magnetickými poľami dodržaním minimálnej vzdialenosti (15 cm) medzi vysokofrekvenčným vysielačom a monitorom RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670 bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) pre požadované testovacie úrovne (T) odolnosti voči blízkeho magnetického poľu.

Testovacia frekvencia	Modulácia	Testovacia úroveň (T) (A/m)	Úroveň zhody (C) (A/m)
30 kHz	CW (spojitá vlna)	8	8
134,2 kHz	Pulzná modulácia* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Pulzná modulácia* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.

Pri iných prenosných alebo mobilných vysokofrekvenčných komunikačných zariadeniach (vysielačoch) musí byť minimálna vzdialenosť medzi prenosným a pohyblivým vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a monitorom RadiForce RX670 určená na základe maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia, ako sa odporúča nižšie.

Maximálny menovitý výstupný výkon vysielača (W)	Odstup podľa frekvencie vysielača (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pre vysielače s maximálnym menovitým výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčaný odstup „d“ v metroch (m) stanoviť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde „P“ je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

Poznámka

- Pri hodnotách 80 MHz a 800 MHz sa musí uplatniť vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
- Tieto pokyny týkajúce sa sprievodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebo vyžarovanými vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn je ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov a ľudí.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670