

# Compatible Screws List

## 取付に使用するねじについて

As of December, 2019  
2019年 12月 現在

For the installation, use specified screws referring to the below tables.  
Refer to the EIZO web site ([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)) for the latest applicable models.

取り付けに使用するねじについては、下表を参照して指定のねじを使用してください。  
最新の適用機種一覧については、当社 Web サイト([www.eizo.co.jp](http://www.eizo.co.jp))でご確認ください。

Arm アーム	<u>Screws</u> for installation 取り付け <u>ねじ</u>	Applicable Monitors 対象モニター		
LS-HM1-D	M4x10 Black/Short 黒/短	FlexScan	S2133	
		RadiForce	GX240 / GX340 / GX550 / GX560 / RX250 / RX340 / RX350 / RX360 / RX560	
	M4x12 Silver 銀	FlexScan	S1703 / S1703-A / S1923 / S1933 / S1934	
		RadiForce	GX540 / MX191 / MX194 / MX215 / MX216	
	M4x15 Black/Long 黒/長	RadiForce	RS110	

